

كلية العلوم

القسم : الكيمياء

السنة : الثالثة



المادة : فيزيائية ٤

المحاضرة : الثالثة/عملي/ د . سعود

{{{ A to Z مكتبة }}}
الرقم ١٢٣٤٥٦٧٨٩٠

Maktabat A to Z Facebook Group

كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية



يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960




الأحد: 11/05/2025 د. سعود عبد الحليم كده PHYSICAL CHEMISTRY IV 2024-2025 (Dr. Saud KEDA)	عمل الكيمياء الفيزيائية ٧ الخلايا الغلفارنية - خلية دانيال Galvanic Cells – Daniell Cell	الجلسة العملية الثالثة قسم الكيمياء السنة الثالثة - الفصل الثاني 2025 - 2024
على جميع الطلاب التقيد بمواعيد الجلسات العلمية، إضافة لضرورة الالتزام والتقييد بقواعد السلامة المخبرية في كل جلسة		

OBJECTIVES (GOALS)	هدف الجلسة
 <p>لا تتردد في سؤال المدرس عن أي ملاحظة</p>	<p>تهدف هذه الجلسة العملية إلى ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ تطوير المهارات في تصنيع وختبار الخلايا. ❖ تصنيع خلية غلفارنية كاملة (خلية دانيال). ❖ تصنيع جسر الملحي. ❖ اختبار معادلة نيرست. ❖ تحديد تركيز شاردة النحاس بواسطة كمون الخلية في محلول مجهول من الشاردة.

متطلبات ما قبل المخبر Pre-Laboratory Requirements

1. اقرأ القسم النظري المتعلق بهذه الجلسة جيداً.
2. اقرأ الإرشادات والرموز الموجودة في فهو خارج المخبر.
3. جهز نفسك للأسئلة المتعلقة بهذه الجلسة والجلسة السابقة للمذاكرة.
4. تأكد من حصولك على القسم البياني لهذه التجربة (التقرير المخبري + تقرير المذاكرة) قبل دخولك للمخبر.



تحذير السلامة المخبرية Safety Caution

1. يجب ارتداء الرداء والنظارات والقفازات المخبرية لحماية العين واليدين طوال الوقت.
2. بعد حمض الكبريت H_2SO_4 حمض خطير يسبب التآكل، كن حذراً للغاية لأنّه يمكن أن يحرق الجلد ويضر العينين، إذا لامسهما بالماء ثم أخبر المشرف المخبري. (ترتفع درجة حرارة الماء بسرعة عند إضافة الحمض إليه).
3. تجنب ارتداء الثياب الفضفاضة.
4. يتوجب على الأشخاص المصابين بعمى الألوان Color Blind إعلام المشرف المخبري لمساعدتهم في التجربة.
5. كن حذراً في التعامل مع المصادر الكهربائية.

ملاحظة :

تببدأ جلسات العمل في تمام الساعة 8 بمخبر الكيمياء 1، حيث يكون ترتيب دخول الفئات ليوم الأحد بتاريخ (2025/05/11) حسب أولوية التسجيل على فئات العملى وفق ما يلي:

الفئة الأولى - الفئة الثانية - الفئة الثالثة - الفئة الرابعة.

الكادر التدريسي: المعيدة مرام داغر - الكيميائية أحلام عيسى - م. نيرمين اسماعيل

تجري في بداية الجلسة مذاكرة بمضمون الجلسة العملية الثانية والجزء النظري من الجلسة الثالثة



المقدمة

Introduction

كانت خلية دانيال (أو دانييل) Daniell Cell في عام 1836 نقطة الانطلاق للكييماء الكهربائية الحديثة Modern Electrochemistry، لأنه للمرة الأولى أصبح هناك مصدر موثوق Reliable Source للتيار عند جهد دقيق Precise Voltage.



إضافة لذلك، كانت خلية دانيال أول خلية عملية لا تولد غازاً عند التشغيل، هل لاحظت ذلك؟

(راجع التفاعلات الحاصلة ضمنها)

أخيراً، تم استخدام هذه الخلية كأول معيار First Standard لتحديد وحدة الفولت Volt.


المناقشة

Discussion

كما رأينا في المحاضرات النظرية المتعلقة بالخلايا، فإن الخلايا هي شكل من أشكال المدخرات.

هل تعلم لماذا؟

لأن المدخرة Battery تقوم في مبدأ عملها على تحويل التفاعلات الكيميائية لطاقة كهربائية تنتج عملاً، وهو أساس تكوين الخلية الغلفانية.



في هذه التجربة ستقوم بتصنيع نموذج ل الخلية الغلفانية، وتستكون خلية دانيال لأهميتها التاريخية كما وجدنا، كما سنقوم بتعلم مهارة تصنيع الجسر الملحي Salt Bridge، والذي يعتبر جزءاً أساسياً من عمل الخلية، حيث يتكون من سوراد مشتركة بين جزأي الخلية الغلفانية.

هل تتذكر ما هي وظيفته؟

بما أن أساس عمل الخلايا الغلفانية كما ذكرنا هو تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية، لذلك سيكون لدينا ضمن الخلية مجموعة من التفاعلات الكيميائية، هذه التفاعلات تترافق بنقل للإلكترونات بين المساري (المصعد والمهبط)، أي أنه لدينا تفاعلات أكسدة وإرجاع Redox Reaction، وبالتالي يتوجب علينا تحديد هذا التفاعل الحاصل ومكان حدوثه.

وبما أن التفاعلات في الخلايا الغلفانية هي تفاعلات تلقائية، فهذا يعني حكماً أن كمون الخلية الناتج سيكون موجباً، أليس كذلك؟

وبالتالي يكون التغير في الطاقة الحرية سالباً:

$$\Delta G^\circ = -nFE_{cell}^\circ$$

في جلستنا هذه سنجري التجربة عند شروط غير قياسية، حيث ستكون تراكيز المحاليل ليست متساوية L (1 M)، وكذلك درجة الحرارة ليست (298.15K)، إلا أنها سنعتمد على كمونات الإرجاع القياسية من أجل حساب كمون الخلية القياسية وفق القيم المعتمدة.

ونتيجة لذلك، سنستخدم معادلة نيرنست التالية لتحديد تركيز أحد محاليل نصف الخلية المجهول اعتماداً على باقي المعطيات المعلومة لدينا:

$$E_{cell} = E_{cell}^\circ - \frac{RT}{nF} \ln Q$$

حيث Q حاصل التفاعل ويساوي نسبة تراكيز تفاعل الأكسدة مرفوعة لأمثالها إلى تراكيز تفاعل الإرجاع مرفوعة لأمثالها:

$$Q = \frac{[Oxid]}{[Red]}$$

أو بتعبير آخر، نسبة تراكيز المواد الناتجة عن التفاعل في المعادلة الكلية الشاملة مرفوعة لأمثالها، إلى نسبة تراكيز المواد الداخلة في التفاعل في المعادلة الكلية الشاملة مرفوعة لأمثالها.

أليس هذين التعبيرين متطابقين؟ فكر بهما جيداً.

F: ثابت فراداي ويساوي (96485 j/V.mol).

n: عدد مولات الإلكترون (تحدد من التفاعلات النصفية).

E°_{Cell} : كمون الخلية القياسي ويحدد من جدول كمونات الإرجاع القياسية.

R: ثابت الغازات العامة وتساوي قيمته (8.314 j/k.mol).

إذا كانت درجة الحرارة (298.15K) عندها يمكن التعبير عن علاقة نيرنست وفق ما يلي:

$$E_{Cell} = E_{Cell}^\circ - \frac{0.0592 V}{n} \log Q$$

حيث:

$$\ln Q = 2.303 \log Q$$

المراجعة:

تستخدم **معادلة نيرنست** Nernst Equation عندما تكون الشروط المطبقة على الخلية غير قياسية (سواء من ناحية درجة الحرارة أو من ناحية تراكيز المحاليل الملحة أو من الناحيتين معاً).

التجربة

Experiment

المواد الكيميائية المطلوبة



- .1 صفيحة معدنية من النحاس Cu.
- .2 صفيحة معدنية من التوتيناء Zn.
- .3 جسر ملحي زجاجي (شكل حرف U).
- .4 كبريتات النحاس أو نترات النحاس.
- .5 كبريتات الزنك أو نترات الزنك.
- .6 كلوريد البوتاسيوم.
- .7 آغار.
- .8 ماء مقطر.

الأدوات المخبرية المطلوبة



- .1 ببisher سعة ml 100 عدد (3).
- .2 ببisher سعة ml 250 عدد (2).
- .3 دوارق حجمية مختلفة القياسات.
- .4 ميزان الكتروني حساس.
- .5 جهاز توليد الجليد.

ملاحظة Notice



١. تأكد من كتابة لصاقات التعريف على الأدوات الخاصة بك لتعرف ماذا تحتوي.
٢. خلال التجربة، استمع جيداً لتعليمات العمل من المشرفة المخبرية، أي معلومة هي في صالحك.



تنبيه:
تقيد بالسلوك المخبري، أي تصرف طائش منك قد يكلف ويكلف زملائك ما لا تحمد عقباه، سلامتك وسلامة من حولك أهم من لحظة قد تندم عليها وتحصد ما لا تتمناه.

الآن لنتنقل للعمل المخبري

إجراء التجربة

Experimental Procedure

يشمل العمل المخبرى في تجربة اليوم على عدة مراحل، حيث تقسم هذه التجربة إلى الأجزاء التالية:

- الجزء الأول: يتم من خلاله تحضير الجسر الملحي.
- الجزء الثاني: يتم فيه تجهيز خلية دانيل.
- الجزء الثالث: يتم فيه تطبيق العلاقات الرياضية وحساب النتائج.

الجزء الأول:

تحضير الجسر الملحي

- زن (0.5 gr) تقريباً من مادة الآغار Agar ثم انقلها إلى ببشر سعة (100 ml)، ثم أضاف إليها (50 ml) من محلول نترات البوتاسيوم (KNO₃) (0.1M)، سخن بطلف مع التحريك المستمر بقضيب زجاجي حتى ينحل الآغار جيداً، مع الاستمرار في التحريك.
- استخدم محلول الناتج لملء الجسر الملحي (حرف U زجاجي) بعد قلبه بحيث تكون الفتحات نحو الأعلى، حيث يفضل استخدام محقن طبى Syringe لملء الجسر الملحي وذلك قبل أن يبرد سائل الآغار Agar Liquid.
- أدخل مقابس قطنية في كل طرف، واترك بعض القطن البارز من كل طرف.
- تأكد من عدم وجود فجوات أو فقاعات كبيرة Big Bubbles سيعيق بشكل جدي تدفق التيار Current Flow.
- حافظ على سادة القطن جيداً، وضع الجسر الملحي الجيلاتيني في ببشر كبير مملوء بالثلج (يمكنك الحصول عليه من جهاز توليد الثلج في المخبر) للحفاظ على شكل U لحين استخدامه.
- استخدم الجسر الملحي لوصل نصف الخلية بعضهما البعض.

ملاحظة:

الكمية المحضررة من محلول الآغار كافية لملء ثلاثة جسور ملحية.



هل تعلم؟

(معلومات قد يسأل أحدكم عنها)

الآغار Agar

جاءت التسمية من لغة الملايو (لغة سكان جزيرة ملايو)، وهي مادة شائعة الاستخدام في تركيب مستويات الأحياء الدقيقة وغيرها وكذلك في الصناعة، كما تدخل في صناعة الأغذية مثل صناعة الأيس كريم.

حيث يؤدي إضافة كمية صغيرة من هذه المادة إلى جعل قوام السائل لزجاً (شبه صلب)، وبزيادة كمية المادة يتتحول السائل إلى الحالة الصلبة في درجة حرارة الغرفة، وتتصهر عند الدرجة 50°C.

حيث يزول تأثير الآغار على المادة وتصبح المادة في حالتها الطبيعية السائلة. يستخرج الآغار من الطحالب البحرية الحمراء، ويستخدم كبديل للجيلاتين الحيواني.

من الناحية الكيميائية الآغار عبارة عن بوليمر (متعدد الجزيئات) يتكون من جزيئات الغالاكتوز.


هذه الفقرة تهدف لتطوير المعرفة العلمية.

الجزء الثاني:**تجهيز خلية دانيال**

1. خذ محلول نترات النحاس (أو كبريتات النحاس) المجهول التركيز من قبل المحضرة المخبرية.
2. قم بتحضير (250 ml) من محلول نترات الزنك (0.3M).
3. خذ صفيحة الزنك وحاول تنظيفها بمحلول ممدد من حمض الآزوت (0.1 M)، ثم اشطفها بالماء المقطر جيداً.
4. خذ صفيحة نحاس وحاول تنظيفها بورق تعليم حتى ظهور اللون البراق للنحاس، ثم اشطفها بالماء المقطر جيداً.

(انتبه أثناء عمل ذلك من تعرّضك للجرح في حال وجود حواجز حادة)

5. خذ بيشر سعة (ml) 100 عدد (2)، املأ أحدهما بـ (ml) 80 تقريباً محلول نترات النحاس المحضر، والثاني بنفس الكمية من محلول نترات الزنك المحضر.
6. ضع قطعة النحاس في محلول النحاس المحضر واغمرها عمودياً.
7. ضع قطعة الزنك في محلول الزنك المحضر واغمرها عمودياً.
8. قم بوصل البيشر الأول مع البيشر الثاني عن طريق الجسر الملحي بغمد كل طرف منه بأحد محلولين.
9. قم بوصل كل من القطعتين المعدنيتين (النحاس والزنك) كل واحدة بطرف من أطراف جهاز قياس الجهد الكهربائي.
10. سجل الكمون الكهربائي الذي تقرأه على الشاشة، تأكد من طريقة الوصل الصحيح للمعادن بالجهاز.
11. انتقل للقسم الثالث من التجربة وقم بإجراء الحسابات.
12. تعطى كمونات الإرجاع القياسية لكل من النحاس والزنك وفق ما يلي:

**ملاحظة Notice**

- في حال طلب منك المشرف المخبري تحضير محاليل مغایرة لمحاليل المذكورة أعلاه، نتيجة عدم توفرها، عندها دون ذلك في صفحة النتائج (ضمن القوس المائي) عندك مع كتابة التفاصيل الخاصة بها تحت بند الحسابات.
- أثناء العمل على الخلية الغلفانية حاول عدم تحريك الجملة عند أخذ القراءات من جهاز قياس الكمون.
- حاول أن تراقب العملية وتدون عندك كل الملاحظات التي يمكن أن تشاهد لها لأنك ستقوم بإجراء التجربة وحدهك خلال امتحان القسم العملي.

Results النتائج

(تملأ هذه الصفحة من قبل الطالب)

.١. الجزء الأول: (جدول البيانات Data Table)

التجربة (٣)	التجربة (٢)	التجربة (١)	تحضير الجسر الملحى
			كتلة نترات البوتاسيوم المأخوذة (g)
			كمية الماء المقطر المضافة (ml)
			تركيز محلول نترات البوتاسيوم المحضر (mol/l)
			متوسط تركيز محلول نترات البوتاسيوم المحضر (mol/l)
			كتلة الأغار المأخوذة
			كمية محلول نترات البوتاسيوم المحضر المضافة (ml)
			مظهر محلول الأغار المحضر
			لون محلول الأغار المحضر

الجزء الأول: (الحسابات Calculations)




(تملأ هذه الصفحة من قبل الطالب)

.2 الجزء الثاني: (جدول البيانات Data Table)

تجربة (3)	تجربة (2)	تجربة (1)	تجهيز خلية دانية
			كتلة نترات الزنك (المادة البديلة إن استخدمت) المستخدمة gr
			كمية الماء المقطر المضافة (ml)
			تركيز محلول المحضر (mol/l)
			متوسط تركيز محلول المحضر (mol/l)
بعد 180 ثانية	بعد 60 ثانية	بعد 30 ثانية	كمون الخلية المسجل
			قيمة الكمون مقدمة بال volt
			درجة حرارة محلول Kelvin
			مolarية نترات النحاس (المادة البديلة إن استخدمت) المستخدم
			ΔG°
			ΔG
			المصعد:
			نصف تفاعل الأكسدة:
			المهبط:
			نصف تفاعل الإرجاع:
			تفاعل الأكسدة والإرجاع الكامل
			تدوين الخلية (ترميزها):

الجزء الثاني: (الحسابات Calculations)

قم بتسمية الأجزاء الموضحة على الرسم المرفق



(تملأ هذه الصفحة من قبل الطالب)

(الحسابات) (Calculations)

"اسأل المشرف المخبرى عن كيفية تحكيم الخلية التي نفذتها وطريقة اتلاف المواد أو حفظها"

-- نهاية التجربة --**متطلبات ما بعد التجربة****After Experiment Requirements**

- .1 اعرض نتائجك على المشرف المخبرى لتأكيد صحتها.
- .2 انقل بيانات التجربة إلى التقرير المخبرى الملحق.
- .3 نطف جميع الأدوات التي استخدمتها وتخلص من المواد الناتجة وفق الطريقة التي تخبرك بها المحضرة المخبرية بما يتوافق مع قواعد السلامة المخبرية.
- .4 تأكد من **نظافة طاولة العمل** التي عملت عليها قبل مغادرة المخبر.

أعدت هذه المحاضرة وفق قواعد الجودة العالمية لمناهج التدريس، كما تم الاستعانة في إعداد هذه الحلسة بالمراجع الدولية في التجارب المخبرية.

د. سعود عبد الحليم كدهم