



كلية العلوم

القسم : الكيمياء

السنة : الرابعة

المادة : تحليل الي ٢

المحاضرة : الثالثة / عملي

{{ مكتبة A to Z }}

مكتبة A to Z : Facebook Group

كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية

يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960



تحديد اليود كميًا في الأوساط اللاعائية باستخدام

الطيف المرئي

يعد اليود من المؤكسدات المهمة ، وخاصة بعد أن أصبح بالإمكان توليده
اللكتروكيميائيًا من فائيل اليوديد . يتصف اليود بأنه قليل الذوبان في الماء ، لكنه
يذوب بكميات كبيرة في المذيبات اللاعائية مثل الكحول ، (أيسيتون) وغيرها
• تمتلك محاليل اليود في الأوساط اللاعائية (ميثانول أو إيثانول) ثلاث عصابات
امتصاص طيفية عند أطوال الموجات 255 ، 293 و 360 نانومتر إلا أنه يمكن
ذكر من ذلك في الأوساط المائية ، وقد تبين بالتجربة أن تفسير المذيب المستخدم
يؤثر أيضًا في عدد قمم الامتصاص وفي قيم معامل الامتصاص المولاري ϵ وحتى في
قيم λ_{max} .

تهدف هذه التجربة إلى تحديد اليود كميًا في الإيثانول وذلك في مجال الطيف
المرئي (380 - 780 نانومتر) .

طريقة العمل

- ① يُحضّر محلول اليود بملية زائدة ثم ينظّم ويصحح التركيز . يؤخذ لهذه الغاية
كمية مقدارها 0.8g من اليود وتذاب في 80 ml من الإيثانول ، ثم تنقل إلى دورق
حجمي سعة 100 ml ، ويكمل الحجم بالإيثانول حتى إشارة التدرج .
- ② يؤخذ حجم ($V_1 = 10 \text{ ml}$) من هذا المحلول ويتم معايرته بمحلول ثيوكبريتات الصوديوم
 $M_2 = 0.04 \text{ M}$ وذلك بوجود مشعر مطبوخ النشا . فإذا لزم للمعايرة حجم ($V_2 \text{ ml}$) من
الثيوكبريتات فبإمكاننا عندها حساب تركيز محلول اليود الأصلي (M_1) وموزنه M_1
ولنتعم بملية التسليم يجب أن ننطلق من العلاقة بين المولارية والعيارية (النشائية)

$$N = M \cdot n \rightarrow \begin{matrix} \text{عدد المولات} \\ \text{المولارية} \end{matrix}$$



ومما بالنسبة لليود فإن $N(I) = 2M(I)$

ومما بالنسبة للثيوكبريتات فإن $N(Na_2S_2O_3) = M(Na_2S_2O_3)$

وبناءً عليه ومن خلال تطبيق قانون مور فإن

$$\frac{2M_1 \times V_1}{I_1} = \frac{M_2 \times V_2}{Na_2S_2O_3}$$

$$\Rightarrow M_1 = \frac{M_2 \times V_2}{2 \times V_1} = \frac{0,04 \times V_2}{2 \times 10} = 2 \times 10^{-3} V_2$$

فإذا استهلكنا مثلاً $V_2 = 12,5 \text{ ml}$ فهذا يعنى أن $M_1 = 2 \times 10^{-3} \times 12,5 = 25 \times 10^{-3} (M)$

ينبغي عندها لضبط التركيز (تخفيف حلول لليود تركيزه $0,02 M$) منزوعة أخذ حجم V_1 من المحلول الأصلي (الأم) لليود والمقيد باليود إلى حجم 100 ml وفق العلاقة

$$\frac{M_1 \times V_1}{\text{المحلول الأم}} = \frac{M_2 \times V_2}{\text{المحلول ملوم التركيز}} \Rightarrow V_1 = \frac{0,02 \times 100}{0,025} = 80 \text{ ml}$$

إذاً نأخذ 80 ml من المحلول الأم ونضعها في دورق معايرة ثم نتمم باللايتانول حتى اسارة التبرج (سعة الدورق 100 ml) فنحصل على حلول تركيزه $0,02 M$

③ نخفف سلسلة من المحاليل العيارية لليود وفق التراكيز التالية :

A - محلول اليود بتركيز $(2 \times 10^{-4} M)$ وباستخدام علاقة مور نحسب V_1 (الحجم للأخذ من حلول اليود)

فيكون $V_1 = 1 \text{ ml}$ من المحلول ذو التركيز $M_1 = 0,02 M$ ثم ملئ بالدلايتانول في دورق سعة 100 ml .

B - محلول اليود $(4 \times 10^{-4} M)$: نأخذ 2 ml من المحلول الأصلي ذو التركيز $0,02 M$ وملئ

باللايتانول في دورق سعة 100 ml حتى اسارة التبرج

C - محلول اليود $(8 \times 10^{-4} M)$: نأخذ 4 ml ونملئ كالسابق .

④ جري عملية صنع الطيف المرئي باستخدام جهاز سبيكتروفوتومتر ما بين $380 - 780 \text{ nm}$

ونستخدم لذلك المحلول (B) وذلك من أجل تحديد قيمة الامتصاصية العظمى λ_{max} لعنصر اليود ويكون ذلك من خلال رسم منحنى الطيف وتحديد القمة الأعلى

في المنحني والتي توافق λ_{max} .

⑤ نقيس امتصاصية في السلسلة العيارية السابقة (الحال A ، B ، C) وذلك عند طول الطوجة λ_{max} وسجل قيم الامتصاصية الناتجة وذلك بالمقارنة مع محلول فارغ (Blank) والذي يحتوي على الايتانول النقي فقط

⑥ نرسم منحنى المعايرة للموافق للقيم المسجلة وهو العلاقة بين الامتصاصية والتركيز والتي تكون هنا عبارة عن علاقة خطية ترسم خطاً مستقيماً صاعداً .

⑦ نقيس امتصاصية المحلول المجهول الذي نريد معرفة (قيد) كمية اليور فيه وسجل قيمة الامتصاصية ثم نسقط القيمة على منحنى المعايرة ونقوم بتحديد التركيز من خلال اجراء اسقاط عكسي على محور التركيز .
وبهذا يتم المطلوب .

انتهت الحاسبة

