



كلية العلوم

القسم : علم الحياة

السنة : الثانية

المادة : حيوية بنيوية

المحاضرة: الرابعة / عملي

{{ مكتبة A to Z }}

مكتبة A to Z : Facebook Group


كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية ، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات



يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960

# Strawberry DNA Extraction

استخلاص ال دنا من الفواكه- الفراوله




ماهي عملية استخلاص الحمض النووي دنا ؟؟ :

What is DNA Extraction?

• (DNA) extraction is the process by which DNA is separated from proteins, membranes, and other cellular material in the cells

هي العملية التي يتم فيها استخلاص (DNA) ، من خلالها فصل DNA من البروتينات والأغشية والمواد الخلوية الأخرى في الخلايا النباتية



## خطوات استخراج الحمض النووي:

### Steps to DNA Extraction

#### Step 1: Lysis.

a. (Break the cells open to expose DNA)

b. Remove membrane lipids by adding detergent

#### Step 2: Precipitation

a. (Precipitate DNA with an alcohol — usually ethanol or isopropanol. Since DNA is insoluble in these alcohols,

#### Step 3: Purification

#### خطوة ١: التحلل


- أ- ( هدم التراكيب الكربوهيدراتيه في الخلايا لكشف الحمض النووي)
- ب. إزالة الدهون الغشائية بإضافة المنظفات الصناعيه لكسر الدهون وتحويلها لمستحلب يزال بالماء .

#### الخطوة ٢: الترسيب

- أ - (ترسب الدنا بالكحول - عادة الإيثانول أو الأيزوبروبانول). بما أن الدنا غير قابل للذوبان في هذه الكحولات .

#### الخطوة ٣: التنقية ( نزع الشوائب

باستخدام طرق فيزيائيه او كيميائيه )



## مصدر الحمض النووي

### DNA Source

#### STRAWBERRY DNA EXTRACTION

#### استخراج الحمض النووي الفراولة



The extraction is simple

and

works every time

### الاستخلاص:

#### In this activity.

- 1-students crush strawberries and use detergent and salt to break the cell wall so that DNA will be released into the solution.
- 2- Alcohol is then poured slowly over the top of the solution and DNA will rise to the surface.
- 3- Students can spool the DNA with a stirring rod. Because strawberries have multiple copies of DNA (octoploid).

#### في هذا النشاط ببساطه وبشكل عام

- ١ - يقوم الطلاب بسحق الفراولة واستخدام المنظفات والملح لكسر جدار الخلية بحيث يتم إطلاق وتحرير الحمض النووي في المحلول.
- ٢ - ثم يُسكب الكحول ببطء فوق قمة المحلول ويرتفع الحمض النووي إلى السطح.
- ٣ - يمكن للطلاب تخزين الحمض النووي بفضيب التحريك الزجاجي . لأن الفراولة تحتوي على نسخ متعددة من DNA (الأوكتوبويد) أي ٨ نسخ .

## الادوات

## Material

50-mL tubes with lids and bases

15-mL tubes with lids

resealable plastic bags

wooden sticks

funnels

1 pack of cheesecloth

transfer pipets

1 bottle of ethanol, 95%

(100 mL)

1 bottle of liquid detergent

10 g salt (sodium chloride, NaCl)

أنابيب سعة ٥٠ مل مع أغطية

وقواعد

• أنابيب سعة ١٥ مل مع أغطية

• كيس بلاستيك قابل للإغلاق

• عصا خشبية،

• اقلام

• قطعة من القماش القطني

• ماصة نقل

• زجاجة إيثانول ، ٩٥ ٪ (١٠٠ مل)

• زجاجة منظف سائل

• ١٠ غرام من الملح (كلوريد الصوديوم)



## طريقة العمل :

## Procedure

- 1- Obtain one fresh or one frozen and thawed strawberry. If you are using a fresh strawberry, remove the green sepals (tops) from the berry.
 

١- الحصول على فراولة طازجة أو واحدة مجمدة وذائبة. إذا كنت تستخدم فراولة طازجة ، قم بإزالة الكأس الأخضر من الثمرة .
- 2-Place the strawberry in a resealable plastic bag.
 

٢. ضع الفراولة في كيس بلاستيكي قابل للغلق.
- 3-Close the bag slowly, pushing all of the air out of the bag as you seal it.
 

٣. أغلق الكيس ببطء ، وادفع كل الهواء خارج الكيس أثناء غلقه.
- 4-Being careful not to break the bag, thoroughly mash the strawberry with your hands for two minutes.
 

٤. مع الحرص على عدم شق الكيس ، اهرسي الفراولة بيديك جيداً لمدة دقيقتين.
- 5-Pour the 10-mL aliquot of extraction buffer into the bag with the mashed strawberry. Reseal the bag.
 

٥. صب ١٠ مل من محلول الاستخلاص ( ملح و صابون ) في الكيس مع الفراولة المهروسة. أغلق الكيس.
- 6-Mash the strawberry for one additional minute.
 

٦. اهرسي الفراولة لمدة دقيقة إضافية.
- 7-Place a funnel into a 50-mL centrifuge tube. Fold the cheesecloth in half along the longer side and place it in the funnel to create a filter. The cheesecloth will overlap the edge of the funnel.
 

٧. وضع قمع في أنبوب الطرد المركزي بقياس ٥٠ مل. اطو قطعة القماش القطنية إلى النصف على طول الجانب الأطول وضعها في القمع لإنشاء مرشح. تتداخل قطعة القماش القطني مع حافة القمع.
- 8-Pour the strawberry mixture into the funnel, filtering the contents through the cheesecloth and into the 50-mL centrifuge tube.
 

٨. اسكب خليط الفراولة في القمع ، وقم بتصفية المحتويات من خلال القماش القطني وفي أنبوب الطرد المركزي سعة ٥٠ مل.
- 9-Carefully pour 2 mL of the filtered contents from the 50-mL tube into a clean 15-mL tube. Use the lines on the side of the 15-mL tube to help measure the amount added.
 

٩. صب بعناية ٢ مل من المحتويات المفلترة من الأنبوب ٥٠ مل إلى أنبوب نظيف سعة ١٥ مل. استخدم الخطوط الموجودة على جانب الأنبوب سعة ١٥ مل للمساعدة في قياس الكمية المضافة.

10-Hold the 15-mL tube at an angle. Using a transfer pipet, carefully add 5 mL of cold 95% ethanol by running it down the inside of the tube. Add the 95% ethanol until the total volume is 7 mL (use the lines on the side of the tube to help you measure). You should have two distinct layers.

Caution: Do not mix the strawberry extract and the ethanol!

11-Watch closely as translucent strands of DNA begin to clump together where the ethanol layer meets the strawberry extract layer. Tiny bubbles in the ethanol layer will appear where the DNA precipitates.

12- Slowly and carefully rotate the wooden stick in the ethanol directly above the extract layer to wind (or "spool") the DNA. Remove the wooden stick from the tube and observe the DNA .


١٠- أمسك الأنبوب ١٥ مل بزاوية. باستخدام ماصة نقل ، أضف بعناية ٥ مل من الإيثانول البارد بنسبة ٩٥٪.

أضف ٩٥٪ من الإيثانول حتى يصل الحجم الإجمالي إلى ٧ مل (استخدم الخطوط الموجودة على جانب الأنبوب لمساعدتك في القياس). يجب أن يكون لديك طبقتين مميزتين.

تنبيه: لا تخلط خلاصة الفراولة والإيثانول!

١١. راقب عن كثب حيث تبدأ السلاسل الشفافة من DNA في التكتل معاً حيث تلتقي طبقة الإيثانول بطبقة مستخلص الفراولة. ستظهر فقاعات صغيرة في طبقة الإيثانول حيث تتسبب الحمض النووي.

١٢. قم بتدوير العصا الخشبية ببطء وحذر في الإيثانول فوق طبقة المستخلص مباشرة للحصول على ال DNA. إزال العصا الخشبية من الأنبوب ولاحظ الحمض النووي.



- النتائج والمناقشة

- ١- كيف استخراج الحمض النووي؟
- ٢- لماذا تضيف الملح؟
- ٣- لماذا تضيف المنظفات؟
- ٤- لماذا نضيف الكحول؟

- <https://www.youtube.com/watch?v=83SttWiTQjk>

- <https://www.youtube.com/watch?v=eefsGhW4do>