



كلية العلوم

القسم : علم الحياة

السنة : الثانية

المادة : علم البيئة الحيوانية

المحاضرة : الاولى/عملي/

{{ مكتبة A to Z }}

مكتبة A to Z : Facebook Group

كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية

يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960

٢ - الأدوات والأجهزة

هناك بعض الأدوات والأجهزة المستخدمة في عملي علم البيئة الحيوانية أهمها :


١ - البيكتر : وهو عبارة عن وعاء زجاجي اسطواني ، حجمه معيناً ، وقد يكون مدرجاً (الشكل ١)

٢ - الأريلنماير (Erlenmeyer) : وهو عبارة عن وعاء زجاجي بشكل جذع مخروط كما في


الشكل (٢) وقد يكون مدرجاً .

٣ - الأسطوانة المدرجة (Cylindre gradué) : وهي عبارة عن وعاء زجاجي اسطواني الشكل


مدرج ، له حجومات مختلفة يمكن استخدامها حسب الحاجة (الشكل ٣) . تستخدم الأسطوانة المدرجة للقياس التقريبي لحجوم السوائل فقط ، ولا تستخدم في القياس الدقيق لها .



الشكل (٣) الأسطوانة المدرجة



الشكل (٢) الأريلنماير



الشكل (١) البيكتر

٤ - الماصة (Pipette) : وهي عبارة عن وعاء زجاجي مجوف ذي حجم ثابت عند درجة حرارة

معينة ، وقد تكون الماصة مدرجة مستوية (الشكل ٤ - أ) أو غير مدرجة مجوفة كما في الشكل (٤ - ب ،

ج ، د) ، ويمكن أن تكون الماصة ذات جوف أمان كما في الشكل (٤ - ج د) ، أو تكون ذات مؤشر واحد


في الأعلى ، وهذا يعني أن كل الحجم حتى هذه الإشارة يساوي الحجم المكتوب على الماصة ، أو تكون

ذات مؤشرين واحد في الأسفل والآخر في الأعلى ، ويكون الحجم بينهما هو الحجم المكتوب على الماصة

كما في الشكل (٤ - د) . تستخدم الماصة بنوعيتها للقياسات الدقيقة الحجم ، ويوصي باستخدام الماصة

المجوفة للقياسات الدقيقة جداً .

تقلاً الماصة من الخلول المراد أخذ حجم معين منه بوساطة الفم ، بحيث يصبح مستوى الخلول فوق الإشارة بقليل ، ثم توضع السبابة حالاً على النهاية العليا للماصة لمنع جريان الخلول منها ، تسند بعد ذلك النهاية السفلى للماصة على جدار الوعاء الزجاجي الذي أخذ منه الخلول ، ويترك فائض الخلول ليجري من الماصة ، بحيث يتطابق الخلول في الماصة مع الإشارة ، نوقف عندئذ جريان الخلول من الماصة وتوضع نهايتها السفلى في الوعاء المرغوب ، ويترك الخلول يجري بحرية من الماصة ، ويجب أن تمسك الماصة خلال ذلك بوضع عمودي ، كما يجب أن تمس نهايتها السفلى جدار الوعاء كي يؤمن جريان الخلول بشكل مستسر ، وبعد تفريغ الماصة تترك نهايتها السفلى مستندة على جدار الوعاء لمدة (١٠) ثوان ، وتسحب أخيراً من الوعاء بعد تحريكها بصورة دائرية كي تنزل القطرة المتبقية في الماصة . أما الحجم الصغير من الخلول الذي يتبقى في الماصة فيسترك ولا يطرّد بالنفخ ، لأنه لا يدخل في الحجم المسجل على الماصة .



الشكل (٤) أ - الماصة المستوية (المدرجة) . ب - الماصة المخوفة ذات الإشارة الواحدة .

ج - الماصة المخوفة ذات جوف الأمان . د - الماصة المخوفة ذات الإشارتين .

يجب عند استخدام الماصة ملاحظة مايلي :

١ - نظافة الماصة وجفافها .

٢ - استخدام الماصة المزودة بالنفاخة المطاطية عند استعمال المواد السائلة الطيارة .

٣ - تغطيس الماصة بعمق كافٍ في الخلول لتستلئ الماصة دون أن ينخفض مستوى الخلول في


الوعاء بحيث يدخل الهواء إلى الماصة ، وفي هذه الحالة الأخيرة قد يدخل الخلول إلى الفم .

٥ - السحاحة (Burette): وهي عبارة عن وعاء زجاجي اسطواني الشكل مدرّج ومزوّد بصنوبر في الأسفل (الشكل ٥) ، وتكون السحاحات بحجوم مختلفة فمنها ما يتسع ل (١٠٠ مل) ومنها ل (٥ مل) ومنها ما يسمى بالسحاحة الدقيقة (Micro - bulrite) التي تتسع لكميات دون ذلك وتكون مدرجة بدقة ٠,١ سم^٣ .


٦ - قمع الترشيح: وهو قمع زجاجي يمكن الترشيح به عن طريق وضع ورقة ترشيح فوقه كما في الشكل (٦) .

٧ - أنابيب الاختبار: وهي أنابيب زجاجية اسطوانية الشكل ، مقعرة من الأسفل ومفتوحة من الأعلى وهي ذات حجوم مختلفة .


٨ - الدوارق الحجمية (حرجلات المعايرة): وهي أوعية زجاجية كروية القاعدة وذات عنق طويل عليه خط يحدد حجم الدورق (الشكل ٧) . يجب أن تكون جدران الدوارق من الداخل نظيفة تماماً عند استعمالها وخاصة حول الخط وفوقه .



الشكل (٧) الدورق الحجمي




الشكل (٦) قمع الترشيح



الشكل (٥) السحاحة

٩- القطارات : وهي أوعية زجاجية يوضع فيها محلول الشعر الذي يلزم استخدام نقاط منه فقط للمعايرة ، كما في الشكل (٨) .



الشكل (٨) القطارة

١٠- الجففات (البوتقات) : وهي أوعية مصنوعة من البورسلان أو الكوارتز أو النيكل وذلك حسب الضرورة ، وتستخدم من أجل التبخير أو التكليل .


١١- الحوامل : وهي على نوعين : حوامل الأنابيب وتكون مصنوعة من الخشب أو البلاستيك كما في الشكل (٩ - أ) أو حوامل متعددة الأغراض ، وتكون مصنوعة من قضيب معدني وقاعدة ثقيلة الشكل (٩ - ب) .

١٢- الأفران و أفران الحرق : تستخدم من أجل التسخين أو التجفيف أو تكليل المواد ، ويمكن رفع درجة حرارة الفرن حسب الحاجة بواسطة منظم للحرارة ، كما توجد رفوف داخل الفرن لوضع المادة عليها .


١٣- الموازين : وهي نوعان ، الأول (الشكل ١٠) يعطي الرقم الثاني بعد الفاصلة أي (٠,٠١) غرام ، والثاني (الشكل ١١) يعطي الرقم الخامس بعد الفاصلة وهو دقيق جداً .

١٤- الخلاطات : تشغل الخلاطات بواسطة مفتاح التشغيل (الشكل ١٢) ، تعدل سرعة

الدوران عن طريق معدلة أمام الجهاز ، حيث يدور مغناطيس داخل الخلاطة ، وبالتالي عند وضع مغناطيس صغير في المحلول فوق الخلاطة يأخذ المغناطيس بالدوران و مزج المحلول كما تحتوي على سخانة تتصل مباشرة مع الخلاطة .




الشكل (٩) الحوامل



الشكل (١٠) الميزان ذو الكفة الواحدة

- ١ - مفتاح التشغيل . ٢ - الأرقام التي تظهر عند وضع الوزن بالغرام . ٣ - الأرقام بعد الفاصلة . ٤ - حاسب الأرقام بعد الفاصلة . ٥ - معيد المؤشر إلى الصفر . ٦ - الزنقة لتصحيح استواء الميزان . ٧ - الكفة التي توضع عليها الوزن . ٨ - مساند للميزان قابلة للتغير في طولها لتثبيت توازن الميزان . ٩ و ٩




الشكل (١١) الميزان الحساس

- ١ - موصل الميزان بالتوتر ٢٢٠ فولط متناوب. ٢ - مثبت الصفر. ٣ - الكفة التي توضع عليها الوزن. ٤ - مفتاح التشغيل وذلك بحركة نحو الأمام (ربع دورة) فتظهر القراءة على اللوحة معطاة بالميلي غرام. ٥ - مفتاح لأعطاء الأرقام من درجة ٠.٠١ من الملي غرام. ٦ - لإعطاء الأوزان من درجة ٠.١ غرام من درجة الغرام. ٧ - للأوزان من درجة الغرام. ٨ - للأوزان من درجة عشرات الغرام. ٩ - زجاج متحرك لوضع الوزن أو لرفعها. ١٠ و ١٠ - مساند للميزان قابلة للتغير في طولها لتثبيت توازن الميزان.


١٥ - الحمامات المائية: تستعمل الحمامات المائية في تسخين المحاليل إلى درجة حرارة دون درجة غليان الماء (أي ١٠٠°م). توصل بالتيار الكهربائي وتشغل بواسطة مفتاح خاص (الشكل ١٣) ويسخن الماء بواسطة سخانة خاصة. يعرف مستوى الماء عن طريق أنبوب زجاجي جانبي، أما المراد تسخينه فيوضع فوق الحمام حيث تفتح فتحة مناسبة.

١٦ - السخانات: تستخدم السخانات من أجل رفع درجة حرارة المواد إلى حوالي (٣٠٠°م) تعمل بواسطة مفتاح تشغيل مرقم (الشكل ١٤).



الشكل (١٣) الحمام المائي

- ١ - موصل بالتيار الكهربائي.
- ٢ - مفتاح التشغيل ٣ - سخانة.
- ٤ - حيز يحوي الماء ٥ - أنبوب زجاجي لمعرفة مستوى الماء
- ٦ - فتحات تتناسب مع الحاجة




الشكل (١٢) الخلاط الكهربائي

- ١ - لوصل الخلاط بالتوتر ٢٢٠ فولت.
- ٢ - مفتاح التشغيل ٣ - مضباح يندل
- على عمل الخلاط ٤ - معدل للتحكم
- بالسرعة اللازمة ٥ - مكان وضع الذي
- يحوي لخلول مع مغناطيس صغير
- دوار بفعل دوران الخلاط ٦ - سخانة.
- ٧ - مفتاح تشغيل السخانة

الشكل (١٤) السخانة الكهربائية


- ١ - موصل بالتيار الكهربائي.
- ٢ - مفتاح التشغيل.
- ٣ - مكان التشغيل.



١٧ - المقياس الطيفي الضوئي (Spectrophotometre): يعتمد عمل هذا الجهاز

الشكل (١٥) على مبدأ الكشف الضوئية. يوصل الجهاز بالتيار الكهربائي ، ويفتح مفتاح التشغيل ويترك لمدة (١٠ دقائق) ثم نجعل المؤشر على ٥٥ في D (السلم السفلي) . نضع المؤشر على طول الموجة المطلوبة بواسطة مفتاح خاص . نضع الماء المقطر في أنبوب اختبار خاص ، ثم نضعه في المكان

المنصهر للقياس ، نجعل المؤشر على الصفر في السلم D عن طريق المفتاح (٦) المعد لمعايرة الجهاز . وبعد ذلك محلل المادة حيث تقاس D مباشرة .




الشكل (١٥) المقياس الطيفي الضوئي

من نوع The Bausch & Lomb Spectronic 20 Spectrophotometer


- ١ - موصل بالتيار الكهربائي . ٢ - مفتاح التشغيل ومعايرة صفر البداية (على السلم الأعلى أو ∞ على السلم الأسفل (D))
- ٣ - لوحة الجهاز التي تقرأ عليها فيسند 4 - مفتاح لاختيار طول الموجة . ٥ - مكان وضع أنبوب الاختبار الخاص للماء عند معايرة الجهاز ثم اخلل المراد تحليله . ٦ - مفتاح لمعايرة الجهاز بجعل المؤشر على الصفر في سلم D عند وضع الماء أو المحل .

١٨ - الميكاتية : عبارة عن عداد للزمن . يمكن تشغيله وترقيفه بواسطة زر خاص يتألف هذا الجهاز من مؤشرين ، أحدهما كبير لعد الثواني والآخر صغير لعد الدقائق (الشكل ١٦) تعمل الميكاتية بضغط أولى ، وتوقف بضغط ثانية ، ويعاد المؤشران للصفر بضغط ثالثة .

١٩ - الغاسلة : عبارة عن وعاء من البلاستيك ، له سدادة يدخل ضمنها أنبوب من البلاستيك أيضاً إلى أسفل الوعاء الشكل (١٧) . تستخدم الغاسلة في غسل الأدوات بالماء المقطر قبل إجراء التجربة .



الشكل (١٧) الفاسلة




الشكل (١٦) الميقاتية

- طريقة أخذ القراءات على كل من السحاحة والماصة :

يجب أن تؤخذ القراءات على كل من السحاحة والماصة بشكل عمودي على خط النظر لتجنب خطأ الميل . ونعلم بأن سطح الماء يكون مقعراً نحو الأسفل . نميز هنا حالتين :

الأولى : إذا كان المحلول غير ملون تؤخذ القراءة عند أسفل التقعر حيث تكون الرؤية أفضل

(الشكل ١٨ - أ) .



المتبكل (١٨) طريقة أخذ القراءة على السحاحة

أ - المحلول غير ملون . ب - المحلول ملون . ج - لكلا النوعين .

بعض التعاريف المعتمدة في عملي البيئة الحيوانية

- **المادة المحددة :** يسمى العنصر أو المركب أو الشاردة المراد تحديدها في العينة المعطاة بالمادة المحددة
- **الكاشف (React if) :** تسمى المادة التي تتفاعل مع المادة المحددة بالكاشف .
- **المعايرة (Titration) :** وهي العملية المستمرة التي تتألف من إضافة الكاشف لإنهاء وجود المادة المحددة في المحلول بعد تفاعلها معها ، وقياس حجم الكاشف المستخدم المعلوم التركيز ومعرفة حجم محلول المادة المحددة .
- **النظامية (Normality) :** أو التركيز النظامي : هي عدد المكافئات الغرامية من المادة في ليتر من المحلول . فإن كان لدينا غرام واحد في اللتر من المحلول فالتركيز 1 نظامي (أي 1N)
- **المكافئ الغرامي ؟ (Equivalent gramme) :** يساوي الوزن الذري للعنصر مقسوماً على قيمته الاتحادية . فمثلا الغرام المكافئ لشاردة الألمنيوم هو $\frac{26.97}{3}$ وشاردة الكلور $\frac{35.5}{1}$ وهكذا . والميلي مكافئ يساوي جزءاً من ألف جزء من المكافئ .
- **نقطة التكافؤ :** هي النقطة التي تصبح عندها كمية الكاشف مكافئة (أو معادلة) كيميائياً لكمية المادة المحددة . ويعبر عنها غالباً بالحجم اللازم من الكاشف لاتمام المعايرة . وإن هذه النقطة هي النقطة النظرية للمعايرة حيث تتوقف عند نقطة النهاية . والمشعرات هي التي تكشف لنا عن نقطة نهاية المعايرة وتتطابق هذه النقطة مع النقطة النظرية في الحالة المثالية . إن الفرق بين نقطة نهاية المعايرة ونقطة التكافؤ تدعى بخطأ المعايرة .
- **المعايرة المباشرة : (Tirtation duecte) :** تعأير فيها المادة المراد تحديدها بالكاشف مباشرة وتستخدم هذه الطريقة عندما تكون شروط التفاعل من سرعة واكتمال للتفاعل ملائمة ، وعندما تكون طريقة تحديد نقطة نهاية المعايرة ممكنة يحدد تركيز المادة بالعلاقة
عدد مكافئات المادة (1) = عدد مكافئات المادة (2)
$$N_2 \cdot V_2 = N_1 \cdot V_1$$
حيث أن N_1 و N_2 هما التركيز النظامي للمادة المحددة والكاشف و V_1 و V_2 حجما المادتين المحددة والكاشفة .



مكتبة
A to Z