



كلية العلوم

القسم : علم الحياة

السنة : الثالثة

المادة : فزيولوجيا حيوانية

المحاضرة : الثالثة/عملي/

{{ مكتبة A to Z }}

مكتبة A to Z Facebook Group :

2026

كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية ،

يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960


الجلسة العملية الثالثة

تأثير تواتر المنبه على شكل التقلص العضلي جمع المنبهات المتعددة Summation of Multiple Stimuli و التكزز

لدراسة جمع التأثيرات التي تحدثها منبهات فوق عتبية (تفوق الريبواز) عديدة في العضلة خلال فواصل زمنية معينة (متساوية)، نقوم بتنبيه العضلة بمنبهات متكررة متقاربة، متساوية الشدة، فإننا نحصل على تقلصات قوية متتالية بسعات متساوية (التكزز). ويرسم مخطط العلاقة بين التقلص العضلي وتواتر التنبيه، يلاحظ أنه كلما قل الزمن الفاصل بين المنبهات المتتالية، ازدادت قوة التقلص العضلي.

نستطيع تقسيم هذا المخطط الذي نحصل عليه الى خمسة أجزاء :

Temporal Summation Complete tetanus



الشكل (١) مخطط العلاقة بين التقلص العضلي وتواتر التنبيه


١- السلم Treppe (التركيم):

تسمح ترددات التنبيه الضعيفة في هذا الطور بحدوث استرخاء عضلي تام بين التقلصات المتتالية ويلاحظ أن المنحني يهبط إلى ما دون خط القرار baseline بعد كل تقلص. تزداد قوة التقلص تدريجياً بعد ذلك ويعزى ازدياد قوة التقلص هذه لارتفاع حرارة العضلة نتيجة تقلصاتها السابقة، مما يجعل أنزيماتها تعمل بسرعة أكبر وبكفاءة أفضل نتيجة التدفئة.


٢- الجمع الزماني Temporal Summation:

يظهر الجمع الزماني عند ازدياد تواتر التنبيه إلى حد يحول دون الاسترخاء التام للعضلة بعد تقلصها، ويؤدي ذلك لازدياد مستمر في توتر العضلة سببه ازدياد كمية الكالسيوم المتراكمة داخل

الخلايا.




الشكل (٢) مخطط الجمع الزمني لتأثير منبهات عديدة مختلفة التواتر في عضلة مخططة




الشكل (٣) التكرز والنفضات البسيطة

٣- التكرز الناقص (غير التام) Incomplete Tetanus

ويدعى بالتكرز المسنن، الذي يظهر عند زيادة تواتر التنبيه المنخفض إلى مستوى (٥ - ١٠ تبيهات/ثا) ويجعل العضلة تنفذ حلقات (تقلص- استرخاء) أقصر، مع احتفاظها بدرجة معينة من الاسترخاء بعد كل تقلص. نحصل على التكرز الناقص بالتنبيه عدة تنبيهات متماثلة وكافية لإحداث الاستجابة التقلصية (فوق عتبية)، تفصل بينها أزمنة متساوية بحيث يقع المنبه التالي في زمن الاسترخاء الناجم عن المنبه السابق الشكل (٤)



الشكل رقم (٤) التكرز الناقص (غير التام)




الشكل (٥) يوضح المراحل المختلفة لاستجابة العضلة الساقية البطنية عند الضفدع وذلك عند

زيادة تواتر التنبيه (الأرقام تشير إلى عدد التنبيهات / ثا) سرعة دو ران الاسطوانة ١٠ ملم/ثا


٤- التكرز التام Complete Tetanus :

أو التكرز المستمر أو الاملس، ونحصل عليه بتنبيه العضلة بمنبهات عدة متماثلة كافية (١٥-٢٠-٣٠ تنبيه/الثانية) لإحداث استجابة تفلصية (تفصل بينها أزمنة متساوية بحيث يقع المنبه التالي في فترة التقلص الناجم عن المنبه السابق). لا يوجد استرخاء بين المنبهات.



الشكل (٦)

نحصل على التكرز التام عند زيادة تواتر التنبيه عن ذاك الذي أحدث التكرز الناقص، بالقدر الذي يكفي لدمج التقلصات العضلية المتكررة في تقلص كلي سلس ومستمر لا يتخلله استرخاءات ظاهرة ، وتفسر هذه الحالة بتراكم أيونات الكالسيوم المستمر في العصارة الخلوية، وبقاء مواقع الربط الموجودة على الأكتين مكشوفة باستمرار. الشكل رقم (٧)



الشكل (٧) شكل تخطيطي يوضح كيفية الانتقال من التقلصة المفردة إلى التكرز المسنن ثم

إلى التكرز الأملس

وما التكرز في الواقع، إلا عملية جمع ودمج جملة النفضات العضلية الناتجة عن مجموعة التنبيهات المتعاقبة بتواتر معين يسمح ببدا الاستجابة قبل بدء زمن الاسترخاء للنفضة السابقة. يزداد تواتر التقلص بزيادة تواتر التنبيه، حتى القيمة الأعظمية التي تشكل سقفا لا يتعداه ما دام التنبيه مستمرا. وتكون سعة التقلص التكرزي أعلى بعدة مرات من سعة النفضة العضلية البسيطة (ظاهرة الجمع).

التنبيهات المتكررة لوقت طويل ← التعب العضلي

الأدوات والأجهزة المطلوبة:

جهاز كيموغراف - رافعة التسجيل والمؤشر الحبري - لوحة تثبيت الضفدع - علبة تشريح - دبابيس - قطن - شاش - سائل (رنجر- لوك) - مساري كهربائية.

طريقة العمل :

- ١- تجهز محضر العصب والعضلة. وتنفيذ المراحل من ١ - ١٥ في تجربة النفضة العضلية.
- ٢- تجهز الكيموغراف ، بحيث تكون سرعة دوران الاسطوانة ٤ ملم / ثا، وشدة المنبه ٥ فولت.
- ٣ - يوضع مفتاح التنبيه على الوضعية Single

٤- يوقف الدوران بواسطة المفتاح Start

٥- يحدد تردد التنبيه على ١٠ في الثانية أو ٥ تنبيهات / ثا.


٧ - قرب المؤشر الحبري بحيث يلامس الاسطوانة بشكل مناسب.

٨ - أدر الاسطوانة بواسطة مفتاح Start فنحصل على تكرر ناقص.

٩ - ضع مفتاح التنبيه على الوضعية Repeat

١٠ - أوقف التنبيه.

١١ زد تواتر التنبيه إلى ١٥ / ثا، ثم ٢٠ / ثا، ثم ٢٥ / ثا، ثم ٣٠ أو ٥٠ / ثا، حتى تحصل على تكرر تام وتقلص أعظمي متصاعد قليلاً مع استمرار التنبيه.



الشكل (٨) تأثير تواتر التنبيه على شكل التقلص العضلي

يجب الانتباه إلى أن التواتر اللازم للحصول على التكرر الناقص أو التام يتغير عند تعب العضلة.

يجب الانتباه إلى إيقاف التنبيه عند التوقف عن التسجيل سواء كان ذلك قبل بدء التجربة أم بعد الانتهاء منها

بإعادة مفتاح التنبيه إلى الوضع Single لأن استمرار التنبيه لفترة طويلة يؤدي إلى حدوث التعب العضلي

٥- التعب العضلي Musclar Fatigue

التعب العضلي هو انخفاض مؤقت في كفاءة العضلة نتيجة العمل المجهد القاسي ، أو العمل

لفترة طويلة، وللعضلة القدرة على العودة إلى حالتها الطبيعية بعد زوال التعب .

لا يمكن للعضلة الاستمرار بالتكرر إلى ما لا نهاية، لأن تنبيهها السريع والمتواصل، يؤدي إلى:

ظهور تعب عضلي، وتناقص تدريجي في مقدرة العضلة على الاستجابة للتنبيه .

يؤدي تنبيه العصب الوركي (في محضر العصب والعضلة) تنبيهها متكررا مديدا إلى تعب العضلة

وعدم قدرتها على إنجاز وظيفتها بالشكل المطلوب. لذلك يجب الانتباه إلى ذلك أثناء إنجاز التجارب،

وخاصة لوضع مفتاح التنبيه على Rep ووصل أسلاك التوصيل.


الأدوات والأجهزة المطلوبة:

جهاز الكيموغراف - لوحة تنبيت الضفدع - ا رفعة التسجيل والمؤشر الحبري - ضفدع - دبابيس

- علبة تشريح - قطن - سائل (رنغر- لوك) خيط - أسلاك توصيل.


طريقة العمل:

- ١- خذّر الضفدع بتخريب المحور الدماغي الشوكي، وتأكد من ذلك
- ٢ - اتبع خطوات العمل من ١-١١ في تجربة النفضة العضلية
- ٣ - ضع مفتاح التنبيه Trig.Key واجعل سرعة الدوران كبيرة على ٥ x ٢٠ وشدة التنبيه ٥ فولت.
- ٤- طابق ذراعي التنبيه أو اجعلهما على استقامة واحدة للحصول على تقلص عضلي واحد أو اثنين.
- ٥- أوقف الدوران عن طريق المفتاح Start
- ٦- قَرّب المؤشر الحبري ليلامس الأسطوانة بشكل مناسب.
- ٧-اسمح للأسطوانة بالدوران بسحب مفتاح Start (وعدم إعادته إلى مكانه) لمدة خمس دقائق.



الشكل (٩) يوضح ظاهرة التعب العضلي

- بالنتيجة نحصل على نفضات عضلية متراكبة مختلفة في سعة تقلصها والزمن اللازم لإنجازها حيث تتناقص السعات مع مرور الزمن ويطول زمن إنجازها. أي أن النفضة الأولى تتمتع بسعة عظمى وزمن إنجاز أقصر) بالمقارنة مع النفضات العضلية التالية ، أما السبب فيعود إلى :
- ١- استنفاد مصادر الطاقة والأكسجين (عدم تزويد العضلة بالمغذيات الكافية، وازدياد معدل نضوب الغليكوجين العضلي)، الذي يترافق بتناقص قدرة العضلة على إنجاز العمليات الاستقلابية.
 - ٢- استنفاد فوسفات الكرياتين التي تؤمن اصطناع ATP ، وانخفاض محتوى الألياف العضلية من ATP جزئيات الأتّب.




الشكل (١٠) الأوكسدة الناقصة وتراكم النواتج الحامضية

٣ - الأوكسدة الناقصة و تراكم نواتج الاستقلاب، وتشكل مركبات حمضية . تراكم حمض اللبن والفسفور و CO_2 تؤثر في وظيفة بروتينات الألياف العضلية.

٤- اختلال الموازنة الأيونية نتيجة للفعالية الغشائية المستمرة، وإبطاء عمل مضخة الكالسيوم

٥ تناقص كبير في الناقل المشبكي (الأستيل كولين)، أي تعب المشبك. حيث يتراجع زمن التقلص ويزداد زمن الراحة (إبطاء عملية التقلص).



الشكل (١١)

الاستنتاج :

١ - يتأثر كل من طور التقلص وطور الاسترخاء بظاهرة التعب العضلي muscle fatigue في

النفضة العضلية.

٢ - لا يتأثر الزمن الكامن بظاهرة التعب العضلي، وإن حدث فهو طفيف جدا.

٣ - لا يتعب عصب العضلة المنبّهة بل يبقى قادرا على نقل التنبيه بشكل طبيعي.

يعالج التعب العضلي بالتدليك أو حمام دافئ ينشط الدوران ويزيل نواتج الإستقلاب المتراكمة. لا يضاف المحلول المغذي من أجل الوصول إلى حالة التعب.



مكتبة أ إلى ز