


كلية العلوم

القسم : الكيمياء

السنة : الرابعة



٩



المادة : تحليل الي ١

المحاضرة : الثالثة/عملي /

{{{ A to Z مكتبة }}}}

Maktabat A to Z Facebook Group



كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية

يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960




## المعايير الطيفية

### التجربة الثانية

#### معايرة الكوبالت باستخدام الطيف المرئي (السبيكترو فوتومتر)

#### السبيكترو فوتومتر SPECTROPHOTOMETER

جهاز يستخدم لقياس شدة الضوء النافذ من خلال العينة الموجودة في خلية التحليل. نستخرج شدة الضوء الممتصض ضمن خلية التحليل من خلال شدة الضوء النافذ من خلية التحليل. تعمل كل أجهزة السبيكترو فوتومتر بنفس المبدأ، ولها نفس الأجزاء وهي: منبع ضوئي، محلل طيف، حامل العينة، كاشف وجهاز عرض.



Components of a spectrophotometer.

#### 1.2. المنبع الضوئي:

يجب أن يحقق المنبع الضوئي المتطلبات التالية ليكون صالح للاستخدام:

- يجب أن يصدر حزمة ضوئية ذات طاقة كافية.
- يجب أن يعطي طيف متصل من الأشعة ذات أطوال موجية تغطي المنطقة المعمول ضمنها.
- يجب أن تكون الحزمة الضوئية الصادرة عن المنبع الضوئي ثابتة.

مصباح التنفستان: ينتج طيف مستمر من الأطوال الموجية ضمن المجال المرئي وهي لا تستخدم للقياسات التي تتطلب أطوال موجية أقل من 350 نم.

مصباح الهالوجين ومصباح الديتريوم: تصدر طيف مستمر من الأشعة تقع ضمن المجال فوق البنفسجي من 380 – 195 نم.

هناك مصابيح أخرى ممكن استخدامها مثل مصباح الزئبق ومصباح الكزنيون.

## 2. محلل الطيف:

يستخدم محلل الطيف من أجل عزل المجال المراد استخدامه، ويستخدم لهذا الغرض الفلاتر، أو المنشور، أو شبكة الانتعاج.

## 3. حجرة العينة:

تدعى خلية العينة أو الكوفيت وهي مصنوعة من الزجاج أو الكوارتز أو البلاستيك.  
خلايا الزجاج والبلاستيك تستخدم للمجال المرئي.  
خلايا الكوارتز تستخدم للمجال فوق البنفسجي.

كما تختلف الخلايا بطول المسار الضوئي ضمن العينة حيث يعد المسار الضوئي 1 سم هو المسار القياسي ولكن توجد خلايا بمسارات ضوئية مختلفة مثل 0.1 ، 1 ، 2.5 ، 5 سم.

## 4. الكاشف:

يقوم بتحويل الطاقة الضوئية للشعاع الضوئي النافذ من خلال العينة إلى طاقة كهربائية على هيئة إشارة كهربائية، مثل الخلايا الكهر ضوئية.


## 5. جهاز العرض أو القارئ:

يتم في هذا الجزء من الجهاز عرض الإشارة الكهربائية الناتجة عن الكاشف على هيئة رقم أو مخطط ويتم عرضه على الشاشة أو طباعته.


## ثانياً: خواص الطول الموجي:

الضوء وكل الإشعاعات الكهرومغناطيسية تتكون من فوتونات أو كميات من الطاقة محمولة على الأمواج.

يوصف الطيف الكهرومغناطيسي بطول الموجة ويرمز له بـ  $(\lambda)$  وهو عبارة عن المسافة بين قمتين متتاليتين وواحدته النانو متر nm.




### The Electromagnetic Spectrum:



< 380 nm UV invisible light	380 – 440 nm violet visible light
440 – 500 nm blue visible light	500 – 580 nm green visible light
580 – 600 nm yellow visible light	600 – 620 nm orange visible light
620 – 750 nm red visible light	750 – 2000 nm IR invisible light

### ثالثاً: الامتصاصية والنفوذية وقانون بير-لامبيرت:

عندما يسقط شعاع ضوئي شدته الضوئية  $I_0$  على خلية امتصاص تحتوي عينة ما فإن قسم من هذه الشدة الضوئية سوف يتمتص من قبل العينة والمتبقي سوف ينفذ من خلال العينة بشدة ضوئية  $I$ .




نسمي النفوذية ( $T$ ) ويعبر عنها رياضياً:

$$T = I/I_0$$

نعرف الامتصاصية ( $A$ ) ويعبر عنها رياضياً

$$A = -\log T = \log 1/T = \log I_0/I$$

ينص قانون بير -لامبرت على أن الامتصاصية (A) تتناسب مع تركيز المادة الماصة (C) وطول المسار الضوئي ضمن خلية التحليل (d) وترتبط بنوع المادة الماصة وطول الموجي الممتص نسبياً هذا الثابت ثابت الامتصاص (ε).



### مراحل العمل :

1. أبدأ بالتعرف على عمل الجهاز الذي يجب أن يكون مشغلاً قبل فترة نصف ساعة من إجراء القياس فيه من أجل تأمين شروط الثبات وذلك بالاستعانة بمشرف الجلسة ، مبتدأً بحلول شاهد يوضع بخلية القياس ( هنا الماء المقطر ) ، وتأكد من صفر الامتصاص مع المحلول الشاهد .
- باستخدام قانون التمديد  $C_1V_1 = C_2 V_2$  حضر المحاليل المعيارية التالية ابتداء من المحلول الأم ، 2.5g/L ، 2.0g/L ، 1.5g/L ، 1g/L ، 0.5g/L
2. استخدم أعلى تركيز من المحاليل المعيارية المحضره لتسجيل طيف امتصاص محلول الكوبالت بدلالة الطول الموجي وذلك في مجال الطول الموجي بين 400-700nm وسجل الطول الموجي عند النهاية العظمى لقمة الامتصاص  $\lambda_{max}$  من أجل اختياره كطريق موجي ثابت للامتصاص عند تطبيق قانون- بير وإنشاء منحني التعبير .
3. ثبت الطول الموجي  $\lambda_{max}$  في الجهاز وابدا بقياس الامتصاص بدلالة التركيز للمحاليل المعيارية المحضره مبتدأً بالتركيز الأدنى وحتى التركيز الأعلى منظماً جدولًا بقيم الامتصاص بدلالة التركيز .
4. سجل امتصاص العينة المجهولة التركيز وأحفظ قيمة امتصاصها بالجدول مقابل تركيز مجهول .

٥. مثل بيانياً معطيات الامتصاص مقابل التركيز  $(C = f(A))$  واجد بطريقة أصغر المربعات معادلة أفضل خط مستقيم يمر بالنقاط الممثلة وارسم الخط الجديد .
٦. أوجد التركيز المجهول من المنحني البياني ومن معادلة الخط المستقيم وقارن النتيجة الحاصلة .
٧. عين تركيز العينة المجهولة أيضاً باستخدام العلاقة :

$$\frac{A_{samp}}{A_{stand}} = \frac{C_{samp}}{C_{stand}}$$

- ٨ . باستخدام نقاط التعبير المختلفة واحسب التركيز المتوسط للعينة ، وقارن النتيجة مع النتائج السابقة الحاصلة من التمثيل البياني .
٩. بفرض أن محلول العينة المجهولة تم تحضيره بأخذ ١ غ من مادة صلبة اذيبت في ٥ مل حمض ازوت ثم مدت حتى ١٠٠ مل، أحسب تركيز الكوبالت في العينة بواحدة ppm وبواحدة  $\text{mol/l}$   
علمًا أن:  $\text{Co: 59}$