

كلية العلوم

القسم : الكيمياء


السنة : الرابعة



١

المادة : حركية التفاعلات الكيميائية

المحاضرة : الثالثة/عملي /



{{{ A to Z مكتبة }}}}

مكتبة A to Z Facebook Group

كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية



يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960



الأحد: 2023/11/5 الأحد: 2023/11/12	عملی حرکیة التفاعلات الكيميائية دراسة تفاعل الحفز الذاتي بين برمونقات البوتاسيوم وحمض الحماض STUDY OF THE AUTOCATALYTIC REACTION BETWEEN POTASSIUM PERIMANGANATE AND OXALIC ACID	الجلسة الثالثة 3 قسم الكيمياء السنة الرابعة - الفصل الأول 2023 - 2024
على جميع الطلاب التقيد بمواعيد الجلسات العملية، إضافة لضرورة الالتزام والتقييد بقواعد السلامة المخبرية في كل جلسة		

الهدف من التجربة:


- تحديد مجال الحفز الذاتي في منحنى تغير التركيز مع الزمن.
- تحديد مرتبة التفاعل الكلي بطريقة أزمنة نصف التفاعل.
- حساب الثوابت الحرکية للتفاعل.

الأدوات والمواد المستخدمة:


المحاليل: حمض الـحمماض N 0.2، محلول برمونقات البوتاسيوم N 0.1، محلول حمض الكبريت N 2، محلول ثيوکبریتات الصودیوم 0.1N، محلول النشاء، محلول یودید البوتاسيوم N 0.1، مطبوخ النشاء. ارلنیمایر سعة 500 ml عدد 4، ارلنیمایر سعة 250 ml عدد 2، ماصة سعة 10 ml، سحاحة سعة 25 ml، میقانیة، منظم حراري (حمام مائي)، میزان حرارة، حوجلة قیاسیة سعة 500 ml عدد 2، حوجلة قیاسیة سعة 100 ml عدد 4.

مقدمة نظرية:


يدعى التفاعل ذاتي الحفز عندما ينتج الحفاز الذي يسرع التفاعل مع النواتج، فعندما يتفاعل محلول برمونقات البوتاسيوم مع محلول حمض الـحمماض في وسط حمضي يحدث التفاعل التالي:



ينتج عن التفاعل شوارد Mn^{2+} التي تلعب دور الحفاز للتفاعل. يكون التفاعل في البداية بطیئاً (عند عدم وجود شوارد Mn^{2+}) وتقریباً يكون منحنی تغيرات (a - x) مع الزمن موازٍ لمحور الزمن وبعدها يتناقص التركيز مع الزمن، ويمثل الجزء الأولي من المنحنی تأثير الحفز الذاتي، وبعد تشكل Mn^{2+} مع النواتج يحدث تسریع للتفاعل، ويكون منحنی تغير التركيز بدلالة الزمن كما في الشکل (1)، عند إضافة Mn^{2+} إلى محلول الأصلی فإنّ الجزء الخطی يختفي تماماً، كما في الشکل (2).




الشكل (1) يبيّن تغيّر تركيز البرمنغات دون إضافة Mn^{+2} .



الشكل (2) يبيّن تغيّر تركيز البرمنغات مع إضافة Mn^{+2} .

- يستخدم حمض الكبريت لتأمين الوسط المناسب للتفاعل، ولا يستخدم HCl لأنّه يتأكسد بالبرمنغات، وكذلك لا يستخدم HNO_3 لأنّه يتمتع بخواص مؤكسدة.
- كما يجب أن تكون الحموضة كافية وإلا ترسب ثانوي أكسيد المنغنيز MnO_2 البني اللون مما يستدعي إعادة التجربة مع مراعاة زيادة كمية الحمض المستخدم.
- لا يتطلب هذا التفاعل مشعراً لأنّ لون الشاردة MnO_4^- بنفسجية بينما Mn^{2+} عديمة اللون تقريباً (وردي خفيف جداً).

كما يمكن تسريع التفاعل الأولي البدائي بالتسخين للدرجة 60°C .
من أجل التفاعلات ذاتية الحفز مثل التفاعل التالي:



تتعلق سرعة هذا التفاعل بتركيز المادة A وتركيز الحفاز C حيث تعطى سرعة التفاعل الكلية بالعلاقة التالية:

$$-\frac{d[A]}{dt} = \frac{dx}{dt} = k_2[A][C] \quad (1)$$

إذا فرضنا في اللحظة $t = 0$ أن التركيز البدائي هي على التوالي $[A_0]$ و $[C_0]$ فإنه في اللحظة t سوف يستهلك x mol/l من المادة A ويتشكل x من الحفاز وتصبح التركيز في اللحظة t هي: $[A] = [A_0] - x$ و $[C] = [C_0] + x$ و تؤول العلاقة (1) بشكلها التفاضلي إلى الشكل:

$$\frac{dx}{dt} = k_2([A_0] - x)([C_0] + x) \quad (2)$$

تتكامل هذه العلاقة بالتجزئة، وبعد الترتيب نحصل على ما يلي:

$$k_2 t = \frac{2.303}{[A_0] + [C_0]} \log \frac{[A_0]([C_0] + x)}{[C_0]([A_0] - x)} \quad (3)$$

طريقة العمل التجاريبي : Experimental Procedure

خذ بواسطة مقياس مدرج 25 ml من حمض الكبريت N_5 , وأضف إليه 10 ml من حمض الأوكزاليك، ثم أضف 20 ml ماء مقطر وضعها في ارلينماير، بعدها أضف إلى المحلول 5 ml من محلول برمونغات البوتاسيوم وحدّ زمن اختفاء لون البرمنغات. ثم أعد إضافة 5 ml برمونغات البوتاسيوم، وحدّ زمن اختفاء لون البرمنغات مرة ثانية. كرر ما قمت به 7 مرات أي حتى يكون مقدار ما أضفته من البرمنغات 35 ml، ثم رتب النتائج في الجدول التالي:

KMnO ₄ (ml)	5	10	15	20	25	30	35
t (sec)							

الحسابات:

1- احسب حجم حمض الهمّاص المتفاعل في المزيج عند كل إضافة من البرمنغات من العلاقة:

$$(MnO_4^-) \quad N.V = N_1.V_1 \quad (C_2O_4^{2-})$$

2- احسب حجم حمض الهمّاص غير المتفاعل والذي يساوي:

3- احسب تركيز حمض الهمّاص غير المتفاعل (C) من العلاقة:

$$N_1' \cdot V_1' = N_2' \cdot V_2'$$

4- رتب النتائج في الجدول التالي:

KMnO ₄ (ml)	5	10	15	20	25	30	35
t (sec)							
C							
log C							
log $\frac{1}{t}$							

5- ارسم الخط البياني بين $\log \frac{1}{t}$ بدلالة C فينتج خط مستقيم ميله يساوي مرتبة التفاعل.



مكتبة
A to Z