

كلية العلوم

القسم : الكيمياء

السنة : الرابعة



١



المادة : تحليل الي ١

المحاضرة : الخامسة/عملي /

{{{ A to Z مكتبة }}}}

مكتبة A to Z Facebook Group



كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية

يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960




11-5-3 تحديد الحديد في المياه الطبيعية

Determination of Iron in Natural Water

-a- طريقة 1 فينانتزولين:

يتفاعل الحديد الثنائي مع 10,1 فينانتزولين مشكلاً معيقاً أحمر- برتقالي من

وفق التفاعل الآتي: $[(C_{12}H_8N_2)_3Fe]^{2+}$



معقد 10,1-فينانتزولين الحديد II - 10,1

تكون شدة تلوّن المعيقاً المتشكل مستقلة عن حموضة الوسط ضمن مجال pH يتراوح ما بين 9-2، وهي ثابتة لفترة زمنية طويلة، ومن ناحية أخرى، يمكن إرجاع

الحديد الثلاثي إلى ثانوي بوساطة كلوريد هيدروكسيل الأمونيوم NH_3ClOH . يجري استخلاص مُعَقَّد فينانثرولين الحديد بوساطة النتروبنزن، وينقَسَ عند طول موجة 515nm (لون الرشاحة أخضر- مزرق) بالمقارنة مع المحلول الفارغ. يمكن تحديد كل من الحديد الثنائي وال الحديد الثلاثي طيفياً، حيث يقوم مُعَقَّد الحديد الثنائي الأحمر- البرتقالي بالامتصاص عند طول موجة 515nm ، في حين يملك مُعَقَّد الحديد الثنائي ومُعَقَّد الحديد الثلاثي الأصفر اللون امتصاصية متطابقة عند طول الموجة 396nm ، حيث تجمع كمية الحديد الثنائي والثلاثي. يُحْمَض المحلول تحميضاً خفيفاً بحمض الكبريت، ويعامل بعد ذلك بمحلول $10,1$ فينانثرولين، ثم ينظم بمحلول فتالات البوتاسيوم الهيدروجينية عند $\text{pH}=3,9$.

توافق الامتصاصية عند طول الموجة 396nm تحديد كمية الحديد الكلية، في حين توافق الامتصاصية عند طول موجة 515nm تحديد كمية الحديد الثنائي.

خطوات العمل:

1- يؤخذ بوساطة أسطوانة مُدَرَّجة حجم "V=100ml" من الماء المراد دراسته، ويُوضع في ببسر، ويغلى حتى ربع حجمه، وتحمَّض العينة المائية تحميضاً خفيفاً، وتنقل إلى دورق مُعَابِرَة سعة 50 ml .

2- يُحدَّد حجم محلول خلات الصوديوم اللازم لبلوغ pH القيمة 3.5 ± 1.0 وذلك باستخدام حجم مشابه للسابق يحتوي على قطرات عدَّة من أزرق البروموفينول (يتراوح مجال pH له ما بين $4.6 - 2.8$ ويكتسب اللون الأصفر في الوسط الحمضي والأزرق في الوسط القلوي).

3- يضاف الحجم نفسه من محلول خلات الصوديوم المُحدَّد في الخطوة 2 إلى العينة الأصلية، ثم 4 ml لكل من الـquinol (quinol) و $10,1$ فينانثرولين، وينمَّد المحلول بالماء ثانوي التقطير حتى إشارة التدريج، ويُمزَج جيداً، ويترك جانبياً لمدة ساعة من الزمن حتى إنعام إرجاع كامل الحديد الثلاثي إلى ثانوي.


4- تقارن شدة اللون المتشكلة في المحلول مع شدة اللون في محليل عيارية، وقد جرى تحضيرها بالطريقة الموافقة نفسها وفق التراكيز $0.15, 0.3, 0.6, 1.2\text{ ppm}$ وتناسب الامتصاصية عند $\lambda_{\max} = ?\text{nm}$.

5- يمكن أيضاً استخدام كلوريد هيدروكسيل الأمونيوم من أجل إرجاع الحديد الثلاثي

إلى ثانٍ. يضاف لهذه الغالية إلى العينة المدروسة 5ml من محلول كلوريد هيدروكسيل الأمونيوم 10%. تضبط pH لعينة الماء المحمض تحميضاً خفيفاً ضمن مجال يتراوح ما بين 4-6 وذلك باستخدام محلول خلات الصوديوم المحدّد في الخطوة 2. يضاف بعد ذلك 4ml من محلول 10٪ فينانثرولين، ويمدد المحلول حتى 50ml، ويُخلط المزيج جيداً وتقاس الامتصاصية بعد 5-10 دقائق عند طول موجة 515nm.

ملاحظات:

- 1- يُحضر محلول 10٪ فينانثرولين الأحادي الماء بتركيز 0.25% بإذابته في الماء المقطر.
- 2- يُحضر محلول خلات الصوديوم بتركيز 0.2M و 2M.
- 3- يُحضر محلول مائي من هيدروكسيل الأمونيوم 10%， أو محلول من الكينول (بنزن-1، 4- دiol) (Benzen-1,4-diol) 1٪ في محلول منظم لحمض الخل عند pH تساوي تقريباً 4.5 (يُحضر المحلول المنظم عند الطلب وذلك بمزج 65ml من محلول حمض الخل 0.1M مع محلول خلات الصوديوم 0.1M).



تحول الشاردة المُعَقَّدة $[\text{Fe}(\text{SCN})_6]^{3-}$ يوجد كمية فائضة من الثيوسيانات إلى الشاردة المُعَقَّدة $[\text{Fe}(\text{SCN})_6]^{3-}$ ذات اللون الأحمر الدموي وفق التفاعل الآتي:



خطوات العمل: ^{نَافِذَةَ الْمَدَارِيَّةَ} رصد المركبات

- 1- يؤخذ بوساطة اسطوانة مُدَرَّجة حجم "V=80ml" من عينة مياه شرب، ثم يُنقل إلى دورق مُعايرة سعة 100ml، ويُضاف إليه 10ml من محلول ثيوسيانات البوتاسيوم و 10ml من محلول حمض كلور أو حمض الأزوت N.4. عندها يأخذ العينات ^{نَافِذَةَ الْمَدَارِيَّةَ}.
- 2- يُحضر محلول عياري لشوارد الحديد وذلك بنقل وزنة دقيقة مقدارها 0.8608g من كبريتات الحديد النشادية $(\text{NH}_4\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O})$ إلى دورق مُعايرة سعة 100ml

يحتوي على كمية مناسبة من الماء المقطر كافية لإذابة الكمية الموزونة، ثم يضاف بعد ذلك إلى المحلول 10ml من حمض كلور الماء المركز، ويُمدد المزيج حتى إشارة التدريج بالماء المقطر، فنحصل على محلول يحتوي على شوارد الحديد بتركيز 0.1g/l .

3- تُحضر سلسلة من المحاليل العيارية وفق الآتي:

a- تُنقل أربعة حجوم ($V=1, 2, 4, 6\text{ml}$) من المحلول الأصلي لشوارد الحديد إلى أربعة دورق معايرة سعة كل منها 100ml، ويُضاف إلى كل منها 10ml من محلول ثيوسيانات البوتاسيوم، و 10ml من محلول حمض HCl أو 4N HNO_3 ، ثم يُمدد كل مزيج بالماء المقطر حتى إشارة التدريج.

4- يُحضر محلول الشاهد أو البلانك وذلك بنقل 10ml من محلول الثيوسيانات، و 10ml من محلول حمض HCl أو 4N HNO_3 إلى دورق معايرة سعة 100ml، ويُمدد كل مزيج بالماء المقطر حتى إشارة التدريج.

5- يجري مسح "للطيف ضمن مجال لطول الموجة يقع ما بين 380-780nm، وتُحدّد قيمة $\lambda_{\text{max}} = 480\text{nm}$.

6- يُرسم منحنى المعايرة الموافق، ويُحدّد تركيز الحديد في عينة الماء المجهولة.

ملاحظة:

1- يُحضر محلول ثيوسيانات البوتاسيوم (KSCN) وذلك بإذابة 20g من مادته الصلبة في دورق معايرة سعة 100ml يحتوي على كمية مناسبة من الماء المقطر، ثم يُمدد محلول حتى إشارة التدريج.



مكتبة
A to Z