



كلية العلوم

القسم : الكيمياء

السنة : الثانية

المادة : اهتزازات وامواج

المحاضرة : الثامنة / عملي

{{ مكتبة A to Z }}

مكتبة A to Z : Facebook Group

كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية

3

يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960

تجربة : محلول السكر

الهدف من التجربة :

- 1- استخدام جهاز لوران لدراسة الفعالية الضوئية في محلول السكر.
- 2- تعيين الدوران النوعي للسكر من العلاقة :

$$\alpha = \frac{10. \theta}{C. l}$$

حيث :

α : الدوران النوعي $\left(\frac{\text{درجة}}{\text{cm}}\right)$.

θ : زاوية الدوران (بالدرجة أو بالراديان).

l : طول الأنبوب (cm).

C : تركيز المحلول.

- 3- قياس الفرق في قرينتي الانكسار للمركبتين الاهتزازيتين الدائريتين اليمينية واليسارية لمحلول السكر

$$(n_R - n_L) = G \frac{\alpha \lambda}{10 \pi}$$

حيث :

n_R : قرينة الانكسار اليمينية (A^0) .

n_L : قرينة الانكسار اليسرى (A^0) .

λ : طول موجة الضوء (A^0) .





Figure 4-26 Linearly polarized light with transverse electric field E propagating along the z-axis




ملخص نظري:
تتعلق شدة الدوران النوعي $[p]$ بتركيز المحلول C وبزاوية الدوران θ بالعلاقة التالية (قانون بيو):

$$[p] = \frac{\theta}{C \cdot l}$$

حيث: θ : زاوية الدوران بالدرجات، l : طول الأنبوب، C : تركيز المحلول وهو كمية المادة المنحلة في واحد لتر من الماء.

لقد وجد بأن شدة الدوران النوعي $[p]$ لا تتعلق بالشروط الفيزيائية التي يوجد بها المحلول ويمكن اعتبارها ثابتة وتعزف بأنها الدوران الذي يحدثه أنبوب من المحلول طوله 10cm ويحوي على غرام واحد من المادة الفعالة في كل سنتيمتر مكعب من المحلول.

عندما يمر الضوء من المقطب يصبح لإهتزاته الكهربائية متحي واحد والضوء العابر من النصف الزجاجي للصفحة يحافظ على هذه الجهة أما الجزء العابر من صفحة الكوارتز فيدور إلى الوضع المناظر بالنسبة للمحور Oy .



الشكل (2)

فإذا سقط الضوء بعد ذلك على المحلل وكان في موضع معامد لـ Oy فإن الإضاءة تكون واحدة في المنطقتين (1 و 2) كما في الشكل (b) ويمكن رؤية ذلك إذا نظرت من خلال العدسة العينية وضبطتها





Figure 4.28 Controlling light intensity with a pair of polarizers

الأجهزة والأدوات المستخدمة (بالترتيب):

- منبع للضوء الأبيض مرفق بمرشح أخضر.
- عدسة مقربة أولى تجمع الأشعة في محرق العدسة الثانية.
- عدسة مقربة تحول الأشعة المساقطة على المقياس إلى أشعة متوازية.
- مقطب للضوء.
- صفيحة دائرية نصفها من الزجاج ونصفها الآخر من الكوارتز، يقتصر عمل صفيحة الكوارتز على إدارة مستوى الاهتزاز الواردة عليها إلى الوضع المناظر له بالنسبة للمحور oy لأنها صفيحة نصف موجية مقطوعة بحيث يكون المحور البصري لبلورة الكوارتز oy موازياً لوجهها.
- مجرى توضع به الأساليب الحاوية على السكر.
- محلل للضوء مرتبط بمقياس معني يمكن تكبيره والمقياس مرتبط أيضاً بقرص معدني خفرت عليه منقلة لقياس زوايا الدوران.
- عدمة عينية يمكن زلفها لتتناسب عين المجرّب (المراقب).




الشكل (1)

على الحد الفاصل بين المنطقتين بحيث يجب إجراء هذا الضبط بدقة، إذ أن دقة القياس تقوم على دقة هذا الضبط .


إذا قُصِدَ بوضع الأنبوب الحاوي على المركز في المكان المحصّل له في المقياس فإن الاهتزازين op, op تدوران بزاويتين متساويتين $\hat{\theta} = \widehat{POQ} = \widehat{POQ}$ كما في الشكل (3)

فتختلف بذلك إضاءة المنطقتين (1 و 2) ولإعادتهما كما كانتا عليه ينبغي إدارة المحلل بالزاوية نفسها $\theta = \widehat{AOA}$.



علماً أن الزاوية التي دارها المحلل تقرأ على القوس المعنى R.

يوضح الشكل (4) مرور الضوء المستقطب من خلال أنبوب العينة الذي يقع بين المستقطب والمحلل.



الشكل (4)

خطوات العمل:

- 1- اشعل مصباح الإضاءة وضع مرشحاً أخضر اللون.
- 2- لا تضع أنبوباً في المقياس وقم بتوجيهه باتجاه الضوء وانظر من خلال العنسة العينية فتشاهد بقعة مضيئة لها إحدى الأشكال المبينة في الشكل 4.
- اضبط النظارة على الخط الفاصل بين المنطقتين (1 و 2).

3- قم بإدارة المحلل الى ان تحصل على اضاءة متجانسة في كلا قسمي البسعة ولاحظ بانك لو انزلت المحلل قليلاً الى اليسار سيقع تحت الشكل g او c ، واذا عكست جهة الدوران فسوف تجد الشكل c او g وهناك بين الوصلين وضع واحد تساوي فيه شدة الإضاءة في المنطقتين.

اقرأ عندها الزاوية على الفرنية المرتبطة مع المحلل وسوف تجد بانها صفراء.
4- ضع انبوباً حاوياً على السكر معلوم التركيز c_1 وتأكد من أنه لا يحوي على أية فقاعة هوائية. لاحظ ان للانبوب رأسين أحدهما أضخم من الآخر ، اجعل دائماً الرأس الأضخم باتجاه الأعلى لأن هذا يسهل تشكل الفقاعات الهوائية.

5- انظر من خلال النظارة فلتجد ان الحد الفاصل لم يعد واضحاً وأن تساوي الإضاءة في المنطقتين قد أحلت.

قم بملق العينية حتى يتصح لك الحد الفاصل ثم حرك المحلل في الاتجاه الذي يجعل الإضاءة واحدة في المنطقتين. عيّن هذا الاتجاه واقراً ما يدل عليه صفر الفرنية فتحصل على زاوية الدوران θ_1 .

6- قد يكون الدوران الذي تحدثنا محاليل السكر الأخرى المجهولة التركيز واحسب تركيزها من العلاقة : $C = c_1 \frac{\theta}{\theta_1}$

أو من علاقة التقلب في الجدول التالي (علماً ان طول الأنبوب 10cm):

التركيز %C			
الزاوية θ			

7- ارسم على ورقة ميليمترية زاوية الدوران θ بذلة التركيز C للمحاليل المعلومة التركيز فتحصل على مستقيم يمر من مبدأ الإحداثيات.

8- استخدم المنحني الذي رسمته في حساب التركيز المجهول وقارن النتيجة مع الطلب 6 حيث يكون ميل الخط المستقيم عبارة عن زاوية الدوران.

9- احسب الدوران النوعي من العلاقة التالية : $\alpha = \frac{10 \cdot \theta}{C \cdot l}$

10- احسب الخطأ النسبي والمطلق المرتكب في قياس تركيز محلول السكر من العلاقة

$$C = c_1 \frac{\theta}{\theta_1} \quad \text{بالطريقة اللوغاريتمية .}$$

11- احسب الفرق في فرينتي الانكسار للمركبتين الاهتزازيتين الدائرتين اليمينية واليسارية لمحلول السكر من العلاقة التالية:

$$(n_R - n_L) = C \frac{\alpha \cdot \lambda}{10 \pi}$$

ملاحظة : يجب الانتباه إلى ضرورة تناسق الواحدات في كل الحسابات والرسم على ورقة ميليمترية