



كلية العلوم

القسم : الكيمياء

السنة : الاولى

المادة : كيمياء عامة 2

المحاضرة : الثالثة/ عملي/ د. باسل علي

{{ مكتبة A to Z }}

مكتبة A to Z Facebook Group :

كلية العلوم

يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960

2026

3

الجلسة (الثالثة)**تحديد الوزن الجزيئي الغرامي لمادة منحلّة في الماء اعتماداً على ارتفاع درجة****الغليان:****الهدف من التجربة:**

تهدف هذه التجربة إلى تحديد الوزن الجزيئي الغرامي لمادة اليوريا NH_2CONH_2 اعتماداً على ارتفاع درجة غليان المحل المستعمل، وهو الماء.

المبدأ النظري:

يتفاوت انحلال المواد الصلبة في السوائل، فبعضها ينحل في سائل لا ينحل فيه الآخر، وبعضها الآخر ينحل بكميات كبيرة في سائل وقليلة في سائل آخر، ويعتبر الماء أكثر السوائل استعمالاً كمحل. وتقسم محاليل المواد الصلبة في الماء، من حيث ناقليتها للتيار الكهربائي إلى: محاليل كهربيئية ناقلة للتيار الكهربائي، وهي محاليل الأملاح والأكس والحموض، ومحاليل غير كهربيئية لا تنتقل التيار الكهربائي، وهي محاليل المواد العضوية غير المتشردة في الماء.

تبدي المحاليل غير الكهربيئية بعض الخواص الفيزيائية التي تتعلق بتركيز المواد المنحلّة، ولا تتعلق بطبيعتها، وهذه الخواص، المتعلقة فقط بعدد جزيئات المادة المنحلّة، تعرف بالخواص التجميعية للمحاليل وهي: انخفاض ضغط البخار، ارتفاع درجة الغليان، انخفاض درجة التجمد والضغط الحلولي. درس العالم راؤول هذه الخواص التجميعية لمحاليل المواد العضوية وتمكن عام 1886م، من التوصل إلى النتيجة القائلة: إن الانخفاض النسبي في ضغط البخار يساوي الكسر الجزيئي للمادة المنحلّة، ولعلاقة له بدرجة الحرارة ولابطبيعة المادة المنحلّة.

أي أن:

$$\frac{\Delta P}{P_0} = \frac{P_0 - P}{P_0} = X$$

P: ضغط بخار المحلول.

X: الكسر الجزيئي للمادة المنحلّة.

P₀: ضغط بخار المحل النقي.

والجدير بالذكر، أن قانون راؤول يمكننا من حساب الوزن الجزيئي الغرامي لمادة منحلّة، غير طيارة أو متشردة، وذلك إذا عرف مقدار انخفاض ضغط بخار المحل النقي بسبب الانحلال، وكمية هذا المحل ووزنه الجزيئي أيضاً.

من المعلوم أن السائل لا يبدأ بالغليان ما لم يتساو ضغط جزيئات بخاره مع الضغط المحيط به، وينطبق ذلك على المحاليل أيضاً. ولما كان الماء يغلي عند درجة الحرارة 100°C حيث يبلغ ضغط بخاره 760mmHg ، فإن انحلال كمية ما من مادة صلبة في الماء سيؤدي إلى انخفاض ضغط بخار المحلول (حسب قانون راؤول)، ولكي يغلي المحلول يجب الاستمرار بتسخينه حتى يتساوى ضغط بخاره مع الضغط المحيط به. وعندها تكون درجة حرارة غليان المحلول T_b قد تجاوزت درجة حرارة غليان المحل النقي T_1 . ويكون الارتفاع في درجة الغليان هو:

$$\Delta T_b = T_b - T_1$$

ذكرنا أنفاً أن الانخفاض في ضغط بخار المحلول يتوقف على تركيز المحلول نفسه، لهذا فإن الارتفاع في درجة غليان المحلول يتعلق بتركيز المحلول أيضاً. فعند انحلال n جزيئاً غرامياً من المادة الصلبة في محل نقي كتلته m_1 ، فإن ارتفاع درجة غليان المحلول يتناسب طردياً مع التركيز المولالي، وهذا ما يمكن صياغته رياضياً كما يأتي:

$$\Delta T_b = K_b \cdot C_m = K_b \frac{n}{m_1} \cdot 1000$$

حيث:

K_b : ثابت تناسب يعرف بثابت ارتفاع درجة الغليان الجزيئي للمحل النقي.

C_m : التركيز المولالي أو المولالية.

n : عدد الجزيئات الغرامية من المادة المنحلة، m_1 : كتلة المحل النقي.

وباستبدال (n) بما يساويها:

$$n = \frac{m}{M}$$

حيث:

m : كتلة المادة المنحلة.

M : الوزن الجزيئي الغرامي للمادة المنحلة.

نجد أن:

$$\Delta T_b = K_b \frac{m \cdot 1000}{M \cdot m_1}$$


وهو قانون ارتفاع درجة الغليان.

يمكن بالاعتماد على هذا القانون حساب الوزن الجزيئي للمادة الصلبة المنحلة، إذا ما عرف مقدار

ارتفاع درجة الغليان ΔT_b وعرفت قيمة ثابت الغليان ($T_b = 0,516\text{Kg} \cdot \text{K}^{\circ} / \text{mol}$ للماء) وكتلة المادة

المنحلة m وكتلة المحل النقي m_1 .

يستخدم لهذا الغرض جهاز بيك مان الموضح بالشكل الآتي:



الشكل (4-4): جهاز بيك مان لقياس ارتفاع درجة غليان المحلول

A: الوعاء الداخلي الذي يوضع فيه المحل والمادة المنحلة بعد وزنه وهو جاف. B: ميزان حرارة دقيق. C: انبوب يدخل خلاله بخار ساحل إلى الوعاء A ليغلي المحل. D: فوهة يخرج منها بخار المحل. E: فوهة يخرج منها بخار إلى خارج الوعاء.

فإذا كان وزن الوعاء A وهو فارغ وجاف m_A فإن وزنه بعد انتهاء التجربة m_2 يساوي:

$$m_2 = m_A + m_1 + m$$

حيث:

m : كتلة المادة المنحلة،

m_1 : كتلة المحل النقي.

ومنه:

$$m_1 = m_2 - (m_A + m)$$

نعوض m_1 بما يساويها في القانون الآتي:

$$M = K_b \frac{m \cdot 1000}{\Delta T_b \cdot m_1}$$

فنحصل على الوزن الجزيئي الغرامي للمادة الصلبة المنحلة، وهو المطلوب.

الأدوات والمواد اللازمة:


- جهاز بيك مان لقياس ارتفاع درجة الغليان، أو:
- أرلنماير نظيف وجاف سعته 125 ml مجهز بسدادة ذات فتحتين.
- بيشر سعته 500 ml - اسطوانة مدرجة سعته 100 ml.

- ميزان حرارة حساس - أنبوب زجاجي يستعمل كأنبوب انطلاق.
- قضيب تحريك زجاجي، - شبكة أسبستوس، - منصب معدني ثلاثي الأرجل.
- منصب مع حامل معدني لتثبيت الأرنماير.
- يوريا NH_2CONH_2 ، - ماء مقطر، - غليسرين.

طريقة العمل:

1- ركب الجهاز المستعمل لقياس ارتفاع درجة الغليان (إذا لم يتوفر جهاز بيك مان) كما في الشكل

الآتي:



الشكل (4-5)

جهاز قياس الارتفاع في درجة الغليان

(1) محرك المزيج المسخن.

(2) قضيب زجاجي مفرغ يمر بداخله محرك المزيج ويستعمل كأنبوب انطلاق.

(3) بيشر. (4) غليسرين. (5) انبوب اختبار زجاجي حاوي على العينة.

(6) ماسك معدني. (7) سدادة مطاطية. (8) ميزان حرارة دقيق.

2- خذ بوساطة الأسطوانة المدرجة 50 ml من الماء المقطر وصبه في الأرنماير النظيف والجاف.

3- جهز الأرنماير بالسدادة ذات الفتحتين، بحيث يمر أنبوب الانطلاق عبر إحدى فتحتي السدادة وميزان الحرارة عبر الفتحة الثانية، حيث يكون مستودع الزئبق مغموراً في الماء وعلى ارتفاع 1cm من قعر الأرنماير.

كلية العلوم - قسم الكيمياء - السنة الاولى كيمياء - عملي كيمياء عامة (2) 2026/2025

4- ثبت الأرنماير في البيشر الحاوي على الغليسرين بوساطة ملقط حديدي، كما هو مبين في الشكل (4-5).

5- سخن بلطف وراقب ازدياد درجة الحرارة حتى تلاحظ غليان الماء. اقرأ وسجل درجة الغليان النظامية للماء، ولتكن T_1 .

6- أوقف التسخين وارفع الأرنماير من البيشر ودع الماء يبرد.

7- زن 6g من اليوريا ثم ضعها في الأرنماير الحاوي على الماء، وحرك المزيج باستعمال قضيب زجاجي حتى التأكد من تمام انحلال اليوريا.

8- حدد درجة غليان المحلول ولتكن T_b .

9- احسب الوزن الجزيئي الغرامي لليوريا من العلاقة:

$$M = K_b \frac{m \cdot 1000}{\Delta T_b \cdot m_1}$$

حيث:

K_b : ثابت ارتفاع درجة الغليان الجزيئي للماء ($K_b = 0,516 \text{ Kg.}^\circ\text{K} / \text{mol}$).

M : كتلة اليوريا المنحلة.

m_1 : كتلة الماء المستعمل.

10- ضاعف كمية اليوريا لتصبح 12g، ثم أعد إجراء التجربة من جديد، ماذا تستنتج؟

طلاب س / كيمياء