



كلية العلوم

القسم : الكيمياء

السنة : الاولى

المادة : فيزياء عامة 2

المحاضرة : الثالثة / عملي /

{{ مكتبة A to Z }}

مكتبة A to Z Facebook Group :

كلية العلوم

يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960

2026

2

السنة الأولى  
مادة الفيزياء عامة 2  
جلسة العملي الثالثة



جامعة طربوس  
كلية العلوم  
قسم الكيمياء

## قانون بويل وماريوط (Boyle's and Mariot's Law) التحقق من حجم الغاز وضغطه

### أهداف التجربة:

- 1- دراسة تغير حجم الغاز عند قيمة الضغط المطبق عليه وذلك في درجة حرارة ثابتة.
- 2- التحقق من صحة قانون بويل وماريوط.

### أدوات التجربة:

جهاز بويل وماريوط – مسطرة مدرجة – مقياس ضغط جوي – ميزان حرارة

### الموجز النظري:

اكتشف بويل وماريوط كلٌ بطريقته القانون الذي يحمل اسميهما وينص هذا القانون على أنه من أجل كتلة معينة من غاز ما في درجة حرارة ثابتة  $T$  يكون حاصل جداء الضغط  $P$  المطبق عليها في حجمها  $V$  يساوي مقداراً ثابتاً أي:

$$P \cdot V = \text{Const}$$

ومن خلال النظريات والتجارب التي كانت تعنى بدراسة تغير حجم الغاز تحت ضغط ثابت وتغير ضغط الغاز تحت حجم ثابت تمت صياغة المعادلة التالية والتي سميت فيما بعد بالمعادلة العامة للغازات المثالي والتي تعطى بالعلاقة التالية:

$$P \cdot V = nRT$$

حيث:

$P$  : ضغط كتلة معينة من الغاز واحده  $\text{Pa}$

$V$  : حجم كتلة معينة من الغاز واحده  $\text{m}^3$


$R$  : ثابت الغازات العام وقيمه  $8.32 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$

$T$  : درجة الحرارة المطلقة واحدها  $\text{K}$

قبل أن نقوم بتوصيف جهاز بويل وماريوط نشير إلى ضرورة حصر كتلة مناسبة من الغاز المدروس وليكن الهواء مثلاً في أنبوبة بحيث نستطيع تغيير حجمها ومن ثم قياس الضغط المقابل لكل تغير من تغيرات حجم كتلة الغاز المختارة.

**يتألف الجهاز المستخدم** من أنبوتين زجاجيتين متماثلتين بالقطر **B** و **C** وتكون إحدى الأنبوتين مغلقة من الأعلى ولتكن **B** وتحوي الغاز المراد استخدامه (وفي حالتنا هنا هو الهواء) أما الأنبوبة الثانية فتكون مفتوحة من الأعلى ولتكن **C** ويركب عليها سداة من الفلين تمنع دخول الشوائب والغبار داخل الأنبوبة ومثقوبة من منتصفها لتبقى الأنبوبة على اتصال دائم مع الهواء الخارجي أي مع الضغط الجوي الخارجي.

يتصل القسمان السفليان للأنبوتين مع بعضهما بعضاً بواسطة أنبوبة مطاطية مملوءة بالزئبق ويتم ربط الأنبوتين **B** و **C** بواسطة إطارين قابلين للانزلاق على عمودين بحيث نستطيع تثبيتهما في أي مكان أو موضع من العمودين بواسطة لولب ضاغط ويكون العمودان مثبتان على قاعدة خشبية في وسطها مسطرة خشبية ميليمترية من أجل قياس مستوى الزئبق في كل من الأنبوتين والشكل التالي يوضح هذه الفكرة:



يفاس حجم الهواء المحصور في الأنبوبة **B** على أنه حجم الأسطوانة سطح مقطعها  $S(m^2)$  وارتفاعها  $L(m)$  أي أن  $V=S.L$  وبما أن  $S$  يقابل سطح مقطع الأنبوبة وهو سطح منتظم وثابت ومعلوم القيمة فإنه لا يؤثر على مقدار الزيادة أو النقصان الذي يطرأ على  $V$  وإنما قيمة  $L$  هي التي تقل مع كل ارتفاع للزئبق نحو الأعلى في الأنبوبة **C** أو تزداد مع كل انخفاض له نحو الأسفل ويتم قياس  $L$  بواسطة مسطرة الميليمترية الموجودة وسط الجهاز.

## خطوات العمل:

- ١- تقوم بزلق الأنبوبتين **C** و **B** إلى أسفل العمود المعدني حتى يصبح مستوى الزئبق فيهما واحداً (مبدأ الأواني المستطرقة) ويكون ضغط كمية الهواء المحصور في الأنبوبة مساوياً للضغط الجوي الخارجي ونعين بواسطة المسطرة عمود الهواء المحصور في الأنبوبة **L**.
- ٢- نعين ارتفاع عمود الزئبق  $H_0$  من مقياس الضغط الجوي عندئذ يكون ضغط الهواء المحصور في الأنبوبة **B** مساوياً لهذا الضغط.
- ٣- نرفع العمود **C** بمقدار **10** سنتيمترات مع بقاء الأنبوبة **B** ثابتة في مكانها ونلاحظ أنه في هذه الحالة يرتفع مستوى الزئبق في الأنبوبة **B** مما يعني تناقصاً مقابلاً في طول عمود الهواء المحصور **L**.
- ٤- نعين طول عمود الهواء المحصور **L** ونقيس بالمسطرة فرق الارتفاع بين مستويي الزئبق **h** في الأنبوبتين **C** و **B** عندئذ يكون ضغط الهواء المحصور في الأنبوبة **B** مساوياً إلى:  
ضغط عمود من الزئبق ارتفاعه **h** + الضغط الجوي **p**  
$$P = H_0 \cdot \rho \cdot g + h \cdot \rho \cdot g = \rho \cdot g(H_0 + h)$$
 حيث **p**: الوزن النوعي للزئبق وهو مقدار ثابت.  
**g**: تسارع الجاذبية الأرضية وهو مقدار ثابت أيضاً في مكان التجربة.  
في هذه الحالة يكون ضغط الهواء المحصور في الأنبوبة **B** مكافئاً لعمود من الزئبق ارتفاعه **H** يساوي:  $H = H_0 + h$
- ٥- نرفع الأنبوبة **C** بمقدار **10** سنتيمترات عدد من المرات ثم نقيس في كل مرة طول عمود الهواء المحصور **L** والضغط المقابل له **H**.
- ٦- احسب الجداء **H.L** في كل قياس وخذ متوسطه من أجل حساب قيمة التقريب الذي تتحقق من خلاله من قانون بويل وما يربطه.
- ٧- احسب الأخطاء المرتكبة في كل القياسات باستخدام الطريقة اللوغاريتمية
- ٨- كرر التجربة عدد من المرات ورتب نتائجك في جدول مناسب.
- ٩- ارسم المنحني البياني الذي يمثل تغيرات المقدار **L** بدلالة **H** على ورقة ميليمترية باستخدام مقياس رسم مناسب.
- ١٠- ارسم المنحني البياني الذي يمثل تغيرات الجداء **H.L** بدلالة **H** على ورقة ميليمترية باستخدام مقياس رسم مناسب.

رقم التجربة	$H_0$	<b>L</b>	<b>h</b>	$H = H_0 + h$	<b>H.L</b>