



كلية العلوم

القسم : علم الحياة

السنة : الاولى

المادة : فيزياء حيوية

المحاضرة : الرابعة/عملي/

{{ مكتبة A to Z }}

مكتبة A to Z Facebook Group :

كلية العلوم

يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960

2026

2

/كلية العلوم/ س1/ قسم علم الحياة/ جامعة طرطوس

التجربة الرابعة (4): قياس الكثافة النسبية للسوائل

Experiment 4 – Measuring The Relative Density of Liquids

❖ مُخرجات المحاضرة:

- تمييز المواد عن بعضها من خلال الكثافة.
- التمييز بين الكثافة المطلقة والكثافة النسبية للمواد.

❖ الغاية من التجربة:

- قياس الكثافة النسبية لسائل بطريقة الدورق.

❖ المبدأ النظري:• تعريف:

✓ الكثافة المطلقة (الكتلة الحجمية) لجسم ما عند درجة الحرارة θ : هي كتلة واحدة الحجم من هذا الجسم عند الدرجة θ ، ويرمز لها ب ρ_θ . فإذا رمزنا لكتلة جسم بالرمز m ، ولحجمه في الدرجة θ بالرمز V_θ ، عندئذ يمكن التعبير عن الكثافة بالعلاقة:

$$\rho_\theta = \frac{M_\theta}{V_\theta} \quad (1) \quad CGS: [g/cm^3]$$

✓ الكثافة النسبية لجسم ما عند درجة الحرارة θ : هي نسبة كتلة جسم ما إلى كتلة حجم مساوٍ لحجمه من الماء المقطر عند الدرجة $4^\circ C$. ونعبر عن ذلك بالعلاقة:

$$d_\theta = \frac{M_\theta}{M'_{4^\circ C}} \quad (2) \quad CGS: [1]$$

▪ M_θ : كتلة جسم ما، في الدرجة θ .

▪ $M'_{4^\circ C}$: كتلة حجم مساوٍ لحجم الجسم المدروس من الماء المقطر عند الدرجة $4^\circ C$.


• دورق الكثافة (قنينة الكثافة – البيكنومتر):

- ✓ يُصنع من الزجاج الرقيق: مُنسط القعر، ذو فوهة خشنة وواسعة إلى حدٍ ما، بحيث يسهل بذلك دخول الكرات الصلبة إلى القنينة في حال كنا نريد قياس الكثافة المطلقة للأجسام الصلبة.
- ✓ تُسد هذه الفوهة بسُدادة زجاجية خشنة متقوية من الداخل ب قناة صغيرة القطر (الانبوبة الشعرية)، حتى يمر السائل الزائد عن حجم القنينة.
- ✓ يمسك الدورق من عنقه، ولا يمسك براحة اليد من وسطه وذلك حتى لا تسخن القنينة وما فيها من السائل، فيتمدد على أثر ذلك، ومن ثم ينسكب من ثقب السدادة.
- ✓ يوجد حز دائري في منتصف السدادة من الخارج، ومن خلاله يُحدد حجم السائل الذي تملأ به القنينة. وفي حال عدم وجود الحز، فإننا نعتبر السطح العلوي للسدادة بمثابة الحز.
- ✓ يُصنع البيكنومتر بسعات مختلفة

أ.آء حسن – أ.نور زهرة – أ.مياس رستم – أ.حسن اسماعيل



الشكل (1): يوضح أجزاء البيكومتر



الشكل (2): (1-a) بيكومتر فارغ - (1-b) بيكومتر ممتلئ

❖ أدوات التجربة:

- بيكنومتر - ماء - سوائل مراد قياس الكثافة النسبية لها مثل (الاسيتون - الغليسرين - إلخ) - ميزان حساس رقمي حساسيته 0.01 gr .

❖ خطوات العمل:

1. اغسل البيكنومتر بالماء ثم الاسيتون ثم جففه.
2. زن البيكنومتر وكانت نتيجة القياس m_1 .
3. املاً البيكنومتر بالسائل المراد تعيين كثافته النسبية (الاسيتون هنا) حتى الامتلاء (نحدد الامتلاء من خلال وصول السائل في القناة الشعرية حتى الحز وبحيث لا يطفح من اعلاها) ، ثم زنه وكانت نتيجة القياس m_2 .
4. نظف البيكنومتر من خلال افراغه من السائل وشطفه بالماء ومن ثم الاسيتون ومن ثم تجفيفه.
5. املاً البيكنومتر بالماء حتى الامتلاء وزنه فكانت نتيجة القياس m_3 .
6. نحسب الكثافة النسبية من العلاقة:

$$d_{\theta} = \frac{M_{15^{\circ}\text{C}}}{M_{15^{\circ}\text{C}'}} = \frac{m_2 - m_1}{m_3 - m_1} \quad (3)$$

- **ملاحظة:** لقد اعتبرنا بتقريب مقبول الكتلة النوعية للماء بالدرجة 4°C هي نفسها الكتلة النوعية للماء في درجة حرارة المخبر 15°C ، إذ في الحالة الأولى تساوي 1 g/cm^3 ، وفي الحالة الثانية تساوي: 0.9992 g/cm^3 ، ومن ثم: $M_{15^{\circ}\text{C}'} \cong M_{4^{\circ}\text{C}}$.

❖ الحسابات والنتائج:

1. من اجل سائل الاسيتون، واعتماداً على العلاقة (3) احسب الكثافة النسبية لسائل الاسيتون ورتب نتائجك بالجدول التالي:

$m_1(\text{gr})$	$m_2(\text{gr})$	$m_3(\text{gr})$	$M_{15^{\circ}\text{C}}(\text{gr})$	$M_{15^{\circ}\text{C}'}(\text{gr})$	d_{θ}
34.12	73.31	83.92			

2. احسب لارتياب النسبي والمطلق المرتكب في قياس d_{θ} ، واكتب النتيجة النهائية للقياس بالشكل:

$$d_{\theta_0} = (d_{\theta} \pm \Delta d_{\theta})$$